

Panasonic

マッサージチェア
REAL PRO

EP-MA121 医療機器認証



それは、あなた専用のプレミアムシート。

シェルフォルムが、全身を包み込む。

繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる。

上質なプライベートの時間が、心までときほぐす。

それが、パナソニック最上位モデル。





体だけでなく心までくつろげると、
心地よく過ごすことができる。
この1台が、あなたの1日を変えていく。





技術 Technology



ヒューマンハンドモミメカ ————— 05-06
ヒューマンハンドエアバッグ ————— 07-08

デザイン Design



デザイン ————— 09-10

マッサージ Massage



タッチパネル、コース ————— 11-12
腰、おしり ————— 13-14
首、肩、腕 ————— 15-16
脚、足裏 ————— 17-18

くつろぎ Comfort



くつろぎ ————— 19

ストレッチ Stretch



ストレッチ ————— 20
商品情報 ————— 21
仕様一覧 ————— 22

使用目的又は効果

【あんま・マッサージの代用】

医療機器認証

疲労の回復

血行の促進

筋肉の
疲れをとる

筋肉の
こりをほぐす

神経痛・筋肉痛の
痛みをやわらげる


- ご購入・ご使用前に当カタログ裏表紙の安全に関するご注意を必ずご確認ください。
- マッサージ器は正しく使っていただき、効果を発揮するものです。お子様が使うと事故やけがのおそれがあります。

◎写真、イラストは全てイメージです。

目指したのは、 プロの親指の動き。

最小10 mm幅のもみ技まで実現した、
パナソニックだけのヒューマンハンドモミメカ。


リアルプロは、親指の腹で深くねり回してコリをほぐす
「揉ねつほぐしもみ」を追求。
左右2対の4つのモミ玉で、プロの親指と同じ
約10 mm幅の繊細な動作を可能にしました。



パナソニック独自



パナソニック独自技術で温感ヒートディスクを
モミ玉に一体化。温め^{※1}ながら心地よくほぐします。



肩位置センシングで
肩の位置を
正確に把握

もみ圧センサーで肩の位置を特定。AI制御により肩、肩甲骨、腰などの高さを推定し個人に応じたマッサージができます。


◎体型を正しく検知できる身長目安は約140~185 cmです。




※1:ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。 ●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じる場合があります。

パナソニックだけ


ロボット工学を応用した、独自の「3D独立駆動」と「モーター制御技術」



3つの技術が連携し、人の手のような動きを生み出す。



高速フィードバック制御が
なめらかなモミ玉の動きを可能に



① モミ玉の位置・圧力を繊細に感知する 4つの高精度センサー

3つの位置センサー(上下・左右・前後)がモミ玉の位置を正確に感知し、もみ圧センサーがまるで人の手・指の「触覚」のような繊細さでモミ玉にかかる圧力を検出します。


② 進化したモミメカを制御する PFCエンジンII

1秒間に2000回の信号を發し3つのモーター(上下・左右・前後)の動きを自在に操ることで、多彩なもみ技を可能にしました。

*PFC:Position Force Control

③ 繊細な手、指先の動きを追求する 3つの高性能ブラシレスモーター

モミ玉を駆動させるのは、細かく回転速度を制御できる3つの高性能ブラシレスモーター。微妙なモミ玉の動きを可能にし、繊細な手の動き、指さばきのマッサージを実現します。



きめ細かく回転速度を制御

パナソニックだけ



人によって異なる体型を検知し、体の凹凸や湾曲に応じてモミ玉の圧力をPFCエンジンIIを使ったAIで制御するマッサージ。体の場所を的確にとらえて、適切な圧で心地よくマッサージします。



※2: 部位や動作によっては、もみ圧制御をしない場合があります。

◎写真、イラストは全てイメージです。

全身エアバッグが 体全体を包み込んで もみほぐす。


つかむ、圧迫する、押し上げるなど、
エアバッグの多彩な動きで
全身を心地よくもみほぐします。

ヒューマンハンド エアバッグ

複数のエアバッグを連動させて、人の手でもまれて
いるようなマッサージを目指したシステム。それを実現
する2つの独自技術が、「ボディフィット構造」と「マルチ
バルブコントロール」。


ボディフィット構造

骨格や筋肉の構造から考え抜いて生みだされた、エアバッグ
の形や大きさ、数や配置で、使う人にあわせて体の部位を的確
にとらえます。




マルチバルブコントロール


繊細な動きを生み出す
「マルチバルブコントロール」。
10個のバルブを秒単位で
緻密に制御し、
エアバッグの膨らみを
コントロール。



全身に配置されたエアバッグが、まるで人の手のような動きでもみほぐす。



エアバッグで体をホールドして、ヒューマンハンドモミメカでしっかりもみほぐす。



①上腕のマッサージ

上腕部内側と肩横のエアバッグが、上腕をつかむようにマッサージ。



②手のひら～前腕のマッサージ

指先から前腕全体を覆うエアバッグで、腕全体をつかむようにもみほぐす。



③太もも前横マッサージ

太ももの前と横から骨盤まわりを圧迫し、ほぐす。



④ひざ裏マッサージ

ひざ裏ポイントボールが指圧感覚でグイグイほぐす。




腰まわり

腰が逃げないように太ももエアバッグが骨盤まわりをがっちりホールド。腰まわりのコリをしっかりとほぐします。



肩まわり

エアバッグが前腕・上腕をがっちりつかむことで、上体が逃げず、モミ玉が肩こりのポイントを的確にとらえます。



おしりまわり

太ももエアバッグが下半身をしっかりとおさえてもみ込むから、おしりの深部までほぐせます。



⑤ふくらはぎマッサージ

向こう脛を押さえながら裏から圧迫し、ほぐす。



⑥かかとマッサージ

かかとを両側からはさみ、ギュッと圧迫し、ほぐす。



⑦足裏マッサージ

エアバッグとローラーの合わせ技でもみほぐす。



●矢印は動きのイメージです。◎写真、イラストは全てイメージです。

Design デザイン

追い求めた くつろぎのかたち。

隙間なく一体感のある本体とひじ掛け部が特徴。
貝殻のようにやさしく人を包み込み
座るだけで心身ともに安らげる
デザインを追求しました。



空間に合わせて選べるこだわりの3色。
くらしに調和し、
居心地の良い場所として
永く寄り添える
リビングチェアを目指しました。




-E



-C



-K



各シーンに適したポジション



チェアポジション

マッサージをしないときは、
チェアとしてくつろぎの時間を



マッサージポジション

マッサージ開始時のポジション。
モミ玉が効率的にフィットする角度



フルリクライニングポジション

ほぼフラットな状態で
ゆったりとくつろげる

タッチパネル操作で 自分好みのマッサージ。

タッチパネルの画面に触れるだけの簡単操作。
お好みのコース、もみたいポイントを選びやすく、
狙いどおりの気持ちよさへナビゲートします。



全身おまかせ マッサージ

コースが増えて、自分好みのマッサージを選びやすく

NEW 6種×3段階
時間設定



〈おすすめ〉

さすりコース

体の表面を広くさするよ
うな動作を中心に、やさし
くほぐしていきます。

もみ揉ねつコース

筋肉を深くもみほぐす動
作を中心に、しっかりほぐ
していきます。

指圧コース

コリのポイントを指圧する
動作を中心に、強力には
ぐしていきます。

〈こだわり〉

NEW

ゆったりほっとコース

1日の終わりなどゆったりつるぎたいときに



温感モミ玉で温め*1ながら、上半身をゆっくりと
さする動作や、やさしく押しあてる動作でつる
ぎるコース。低騒音化にも配慮。

▶詳しくは19ページ

NEW

腰・おしり重点コース

腰とおしりが疲れたときに



腰・おしりのための手技を中心に構成。モミ玉
の繊細な動きを生かし、腰からおしりまわりの
筋肉まで、交互に集中的にもみほぐします。

▶詳しくは13ページ

ストレッチ コース

8つのストレッチ
動作で体を楽に
するコース。

▶詳しくは20ページ

部位選択 マッサージ

お好みの部位を選択



9種

*3ユーザーそれぞれ、部位の組み合わせを
3つ設定登録が可能。

コース時間が選べて“ちょうどいい”使い方ができる。

🕒 ささっと 10分
(使い始め)

多彩な手技で全身を
手軽にほぐす

🕒 しっかり 20分

エアバッグとモミメカを連動さ
せながら、全身をまんべんなく
しっかりほぐす

🕒 じっくり 30分

エアバッグとモミメカを連動
させながら、各部位を丁寧にじ
っくりほぐす

残り時間を1分単位で調整が可能。



●1回の使用時間は最大30分まで。
●30分を選択した場合、増やすことはできません。


*1:ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。 ●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じる場合があります。

大きな文字とアイコンで 操作しやすい

メニューやコースが選びやすく、
お好みの動作に簡単にたどり着けます。



自分好みの部位、強さなどを 簡単に登録できる。



「ユーザー登録」すれば、お好みで調節
したマッサージの内容を記憶。
毎回動作を設定する手間が省けます。

自分好みの設定を記憶
(3ユーザー×3メモリー)



188の多彩な手技

●部位コースに出てくる手技となります。

手技 部位	揉ねつ	移動揉ねつ	指圧※2	もみ	のばし	さすり	ストレッチ
首	揉ねつ (自動コースのみ)	たて移動揉ねつ	首指圧	首はさみもみ	のばし上げ	首さすり	首すじ
肩 (内)	肩揉ねつ	(肩(外)の よこ移動揉ねつ に含まれる)	はさみ指圧	肩もみ	のばし上げ	肩全体さすり	肩甲骨
肩 (外)	肩揉ねつ	よこ移動揉ねつ	肩指圧	肩もみ (自動コースのみ)	3段押し	肩上さすり	背すじ上部
肩甲骨 (上)	3D揉ねつ	たて移動揉ねつ	(肩甲骨(下)の たて移動指圧 に含まれる)	肩もみ	のばし上げ	たてさすり	背すじ下部
肩甲骨 (下)	揉ねつ	たて移動揉ねつ	たて移動指圧	(肩甲骨(上)の 肩もみ に含まれる)	のばし上げ	たてさすり	体幹
腰	はさみ揉ねつ	たて移動揉ねつ (自動コースのみ)	たて移動指圧	はさみもみ 押し上げもみ	押しのばし	たてさすり たて広げさすり (自動コースのみ)	骨盤
おしり	おしり揉ねつ	おしり移動揉ねつ (自動コースのみ)	おしり指圧	おしりもみ	おしりのばし	おしりさすり	脚
おしり 下	なでもみ (横揉ねつ)	おしり移動揉ねつ (自動コースのみ)	—	はさみもみ 押し上げもみ	おしり下のばし	おしり下さすり	ふともも
背すじ	—	—	—	もみ背すじ	背すじのばし	さすり背すじ	

※2: 指圧とは、もみ動作を応用した動作です。

●矢印は動きのイメージです。 ◎写真、イラストは全てイメージです。

基本手技に「たたき」や、モミ玉の温感を組み合わせることができます。

リアルプロなら 腰、おしりの 疲れまでラクに。

腰・おしり
重点コース
誕生


腰

おしり



モミ玉の繊細な動きで腰まわり、おしり全体をもみほぐし、

おしりまわりのマッサージ



パナソニック独自開発のフレームにより
太ものつけ根まわりまでモミ玉が届き、
おしり全体をしっかりとみほぐします。



おしりのキワまでしっかり届く

最大幅 約 25 cm

おしり揉ねつ



おしりの奥まで
揉み込む

おしりはさみもみ




大きな筋肉を
しっかりほぐす

おしりさすり



筋肉を伸ばすように
さする



NEW

腰とおしりのための手技を中心に構成
腰・おしり重点コース

ヒューマンハンドモミメカならではの最小
10 mm幅の繊細な動きを生かし、エア
バッグと連携させながら、腰からおしりまわ
りの筋肉まで交互に集中的にもみほぐします。

しつこい腰、おしりの疲れまでラクに。

腰まわりのマッサージ



腰が逃げないようにエアバッグで骨盤まわりをがっちりホールド。腰まわりのコリをしっかりとほぐします。



<p>はさみ揉ねつ^{じゅう}</p> <p>腰をきめ細かくこねほぐす</p>	<p>たて移動指圧^{※1}</p> <p>腰を突き上げるように指圧</p>	<p>はさみもみ</p> <p>腰の外側をはさむようにもみ込む</p>
---	--	-------------------------------------

さらに、心地よい温感モミ玉で、疲労回復!

温感

温感モミ玉が布地を温め^{※2}、だるい腰まわりにも心地よい温かさ。人の手の温もりも追求しました。

※1: 指圧とは、もみ動作を応用した動作です。※2: ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。●矢印は動きのイメージです。●手技の詳細は12ページをご参照ください。

太もものエアバッグがしっかりホールド

大きなエアバッグが、太もも上から下半身をはがっちりホールド。腰が逃げにくいから、モミ玉がコリの深くまでしっかり届きます。

おしりや太ももの筋肉も腰に影響

おしりの筋肉と腰の筋肉は互いに助け合って動いているので、おしりの大臀筋をゆるめ、その奥にある梨状筋をほぐすことで、腰をラクにできるのです。さらに、太もも表側の大腿四頭筋をほぐすことも効果的です。

◎写真、イラストは全てイメージです。

届きにくかった 肩の真上からしっかり コリをほぐせる。

首

肩

腕



届きにくかった肩の真上まで! 肩上的コリをしっかりとらえる。

リアルプロは、モミ玉の可動範囲が広く、約12.5 cmと大きく前にせり出すから、届きにくかった肩の上までしっかり届き、ほぐすことができます。つらい肩上的コリを真上からグイッとほぐす、力強いもみ心地が味わえます。



肩位置センシング機能で肩の位置を正確に把握

もみ圧センサーのAI制御によるセンシングで肩の位置を特定。個人の身長や体型に応じて的確に肩の上をとらえることができます。




◎体型を正しく検知できる身長目安は約140~185 cmです。

温め*2 ながらほぐす、
パナソニック独自の
温感モミ玉で、血行も促進。



首、肩上、肩甲骨のキワが 肩コリ解消の重要ポイント!



僧帽筋は、重い頭を支える首、腕を動かす肩甲骨まわりにつながっており、肩コリに関係性が高い筋肉です。肩コリの解消には僧帽筋全体を広くほぐし、血行を促進することが大切です。

※1: 背中を基準面としたときの、モミ玉までの距離の最大値。最小値は約2.5 cm。(強弱調節範囲は約10 cm)

※2: ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

リアルプロなら、首・肩・肩甲骨にある肩コリの原因筋にしっかり届く。

重だるい腕全体のコリをもみほぐしてラクに。

首まわりのマッサージ



たて移動揉ねつ



首すじに沿って縦に細かくこねほぐす

首指圧※3



首の付け根付近をはさむように指圧する

首はさみもみ



首をはさむようにもみほぐす

肩まわりのマッサージ



よこ移動揉ねつ



肩のラインに沿ってきめ細かくこねほぐす

肩指圧※3



肩を上から指圧する

肩もみ



肩をはさみ込むようにもみ込む

肩甲骨まわりのマッサージ



肩全体さすり



僧帽筋全体を大きくさす

3D揉ねつ



肩甲骨のキワを立体的にほぐす

たて移動指圧



肩甲骨のキワを集中的にほぐす

上腕のマッサージ

上腕部内側のエアースパッグと肩横のエアースパッグが、上腕をつかむようにマッサージ。だるくなった肩まわりをもみほぐします。



手のひら～前腕のマッサージ

指先から前腕全体を覆いつくすエアースパッグで、腕全体をつかむようにもみほぐします。




疲れやすい親指の付け根(拇指球)と手のひらのマッサージポイントをエアースパッグの突起部で圧迫しながら刺激します。

※3: 指圧とは、もみ動作を応用した動作です。 ●矢印は動きのイメージです。 ●手技の詳細は12ページをご参照ください。 ©写真、イラストは全てイメージです。



ふくらはぎマッサージと足裏マッサージの合わせ技で、
疲れた脚をしっかりとほぐせる。



ふくらはぎのマッサージ

向こう脛に配置されたエアバッグで、脚を前側からしっかりとホールドし、ふくらはぎ側の2層エアバッグでヒラメ筋を力強く圧迫します。



ひざ裏のマッサージ

ひざ裏を指圧感覚で刺激する、ポイントボール付きエアバッグを搭載。脚を前側からホールドするから、ひざ裏にグイッと入る心地よさを味わえます。



Massage マッサージ


太ももから足裏まで
脚全体を
満遍なくほぐせる。

脚

足裏

立ち仕事で疲れが溜まるのはヒラメ筋

第二の心臓ともいわれるふくらはぎには、表層に腓腹筋、深層にヒラメ筋という筋肉があります。脚の疲れには、ヒラメ筋をしっかりと圧迫し、さらに腓腹筋の起始部であるひざ裏部をほぐすことが大切です。さらに足の指の方から足首、ふくらはぎの順番で末梢からマッサージすることが有効です。




太ももまわりのマッサージ

大きなエアバッグが、太ももを斜め上からはさみこんでしっかりマッサージ。姿勢を維持するために使われる太もも前側の筋肉にアプローチし、血行を促進することで、脚の疲れがスッキリします。




骨盤まわり、太もも前横マッサージ




座り時間が増えると衰える太ももの筋肉

重力に対抗して姿勢を維持するために使われる「抗重力筋」のひとつである、大腿四頭筋。立つ時間が少なくなると、太もも表側にあるこの筋肉が衰え血流が減り、疲れやすさの原因に。そのために、日頃からしっかりもみほぐし、血行をよくしておくことが大切です。



プロに学んだ、こだわりの足裏マッサージ。足裏をグリグリほぐして、足下から体を軽くする。

突起部を足の裏に押しつけるだけではなく、ローラーでグリグリともみほぐす、こだわりの足裏マッサージ。エアバッグで足の甲を包み込むようにホールドすることで、「イタ気持ちいい」もみ心地が味わえます。



足裏の筋肉は3つのアーチを支える構造で、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。



3つの突起部で指の付け根をさする

3つの突起部で横アーチの筋肉をさするようにほぐす。



ローラーが回転し、土踏まずをもみ込む

約25 mmの突起部で土踏まずの深部まで強くもみ込む。



エアバッグで足全体を包み込む

エアバッグで足を包み込み、突起部に押し当てる。

足裏の多彩なもみ技

足裏ほぐしもみ



土踏まずの中心を連続的にもみほぐす

足裏ねりもみ



土踏まずの中心を前後にこねるようにほぐす

足裏指圧^{※1}



土踏まず内側で止めた突起部にエアで外から押し当てる



足裏全体ほぐし

足を左右に揺らすことで、土踏まずの内側～外側まで全体をほぐす

※1: 指圧とは、もみ動作を応用した動作です。 ※2: 当社調べ

●矢印は動きのイメージです。 ◎写真、イラストは全てイメージです。

くつろぎのひとときのために コースとシートが進化。



NEW

新「ゆったりほっとコース」で ゆったりくつろぎの時間を。

1日の終わりなど、ゆったりくつろぎたい
ときに適したコース。低騒音化にも配慮。



温感モミ玉をじっくりあてる
新手技「押しあて」。温感がより心地よく。



フルリクライニングで
より深くくつろぎを



「さすり」中心のゆっくりとしたマッサージ
で背中と腰をやさしくほぐします。

NEW

からだをあずけたときのくつろぎ感を追求。 クッションに“粒わた”を採用。



小さな粒わたが体の形状に合わせて動くので、
座ったときに柔らかく頭・腰を包み込みます。



粒わた使用

マッサージモード時の枕部、チェアモード
時の枕部と腰部に粒わたを使用。

NEW

くつろぎクッションと 枕を一体化。

チェアモードからマッサージモードへワン
アクションで切替えられます。



マッサージ機ならではの 8つのストレッチ動作で体の筋肉を心地よくのばす。

ストレッチ動作は、ストレッチコースでできます。また、その他のコースに組み込むことが可能です。

*エアバッグ、モミ玉と、脚のせ台角度を制御することによる。




日頃からのストレッチによる、こまめなメンテナンスが大切です。

首すじストレッチ



首すじまわりを
温め*1ながら
のびします。

肩甲骨ストレッチ



肩甲骨まわりを
温め*1ながら
のびします。

背すじ上ストレッチ

背すじ上部を押し伸ばす



エアバッグで肩をおさえながら、モミ玉で下から順番にのびします。

背すじ下ストレッチ


背すじ下部を押し伸ばす



太もも、骨盤をホールドし脚のせ台を下げながら、モミ玉で腰から肩甲骨付近まで押し伸ばします。


体幹ストレッチ

体幹は、体を支える筋肉がいくつも集まる重要な部位です。腰・骨盤まわり・おなかまわりなど、体幹全体の筋肉を大きく、そして広く温め*1ながらのびせるから、体をラクにできます。



骨盤ストレッチ


骨盤まわりをのびす



脚のせ台を下げ、肩をおさえながらモミ玉でおしりを下から持ち上げます。


ふとももストレッチ

太ももの上側を引っ張るようにのびす




太ももをエアバッグでおさえ、モミ玉で腰を支えながら脚のせ台を下げて太ももをのびします。

太もも～下腹部をのびす




肩と足をつかみ脚のせ台を下げ、おしりを下から持ち上げ太もも～下腹部を、腰をそらせて背すじまわりをのびします。

背すじまわりをのびす



脚ストレッチ

脚をつかんで引き込む



エアバッグで脚をおさえ、脚のせ台を下げふくらはぎやひざ裏を後ろから押し、のびします。

※1:ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。 ●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じる場合があります。

●矢印は動きのイメージです。 ◎写真、イラストは全てイメージです。

その他充実した便利機能

	約170度まで 電動リクライニング		お手入れも簡単な 合成皮革 (ソフトレザー調) 仕様		脚のせ合は 身長に合わせて 最大約18 cmの スライド調節が可能		安全配慮設計 チャイルドロック 設定が可能
	設定すれば 施術終了後も そのポジションのまま つろげる		移動に便利な キャスター付き		コントローラーを 手前に引き寄せて 操作できる		隙間が少なく 指を挟みにくい

パナソニック 最上位モデル										
EP-MA121 主な機能	ヒューマン ハンド モミメカ	ヒューマン ハンド エアバッグ	太ももつけ根 まわりまで届く フレーム	包み込む シェルフォルム デザイン	温感 モミ玉	強力足裏 ローラー	タッチパネル コントローラー	多彩な 188 手技	全身自動コース 18 パターン (6種×3段階)	ストレッチ 8 種

REAL PRO

マッサージチェア

EP-MA121 NEW

医療機器認証

- E(ルクソールベージュ)
 - C(アイボリー)
 - K(ブラック)
- オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



タッチパネルコントローラー

医療機器認証番号 306AKBZX00028000



-E(ルクソールベージュ)



-C(アイボリー)



-K(ブラック)

足裏カバーは取り外して手洗できます



■交換品 足裏カバー
EPMA101K3737(1枚入り)
メーカー希望小売価格 1,540円(税込) ※サービスルート扱いです。



もみ感調整クッション



■交換品 もみ感調整クッション
EPMA120K3667
メーカー希望小売価格9,900円(税込)
※サービスルート扱いです。



警告 手・腕・脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1:手洗いでお洗濯ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

◎布地や張地の材質、光源の種類・明るさにより、色の見え方が異なる場合があります。また、印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様一覧

リアルプロ EP-MA121

搭載機能	
マッサージ手技タイプ数	188タイプ
全身おまかせマッサージコース数	NEW 6種 × 3段階時間設定 (18パターン)
部位選択マッサージコース数	9種 (3ユーザー × 3メモリー)
ストレッチ数	8種
動作時間選択	10分 / 20分 / 30分
マッサージ範囲	
マッサージ速さ	もみ…約4回/分～約73回/分 たたき…約190回/分～約520回/分(片側) 移動速さ…約1 cm/秒～約5 cm/秒
脚スライド調節/レッグレスト	あり(約18 cm) / 無し
リクライニング角度	背もたれ…約130度～約170度 脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度～約85度
洗える部品	足裏カバー
使用電源	交流 100 V 50-60 Hz
消費電力(待機電力)	115 W(約10 W)
電熱装置消費電力	23 W
電気代の目安 ^{※3} (当社調べ)	約54円/月(温感入り)・約43円/月(温感なし)

本体	本体寸法	奥行 約135 cm 高さ 約122 cm (クッションを外した状態 約117 cm) 接地部分の幅 約65 cm ひじ掛け幅 約85 cm リクライニング時 高さ 約82 cm 最大奥行 約200 cm
	質量	約 91 kg
梱包時	開梱時寸法 ^{※4}	高さ 約79 cm 幅 約68 cm 奥行 約163 cm
	梱包サイズ	高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約168 cm
	質量	約108 kg

ご購入前に搬入口と設置場所をご確認ください。

キャスターを使うことでラクに移動ができます。

キャスター 傷防止用にマットなどを敷いてください

詳しくは、特設動画サイトをご覧ください。
panasonic.jp/massage/movie/how_to

※2: 背中を基準面としたときの、モミ玉までの距離の最大値。最小値は約2.5 cm。(強弱調節範囲は約10 cm) ※3: 1日30分使用した場合。使用時以外、電源スイッチを切にした場合。電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改訂] で計算しています。
 ※4: ひじ掛けを外した状態での寸法。※5: 本体幅は約68 cmですが、搬入時は養生のため4 cmの余裕が必要です。※6: 本体寸法とは、リクライニングしたときの最大使用サイズです。使用状況に応じて、必要な周囲のスペースを設けてください。©写真、イラストは全てイメージです。



REAL PRO

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●次の人は使用しない。(1) 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) (2) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人 (3) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 (4) 妊娠中や出産直後の人 (5) 急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、椎間狭窄症、変形性腰椎症の症状がある人 (6) 背骨に異常のある人、曲がっている人 ●次の人は脚マッサージ、腰・おしりマッサージを使用しない。(1) おしり周りに急性炎症のある人、急性臀部痛、梨状筋症候群、坐骨神経痛の症状がある人 (2) 変形性膝関節症など膝関節の悪い人 (3) 使用中におしりや脚に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因) ●ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。(事故やけがの原因) ●医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と相談のうえ使用する。(1) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (2) 心臓に障害のある人 (3) 温度感覚喪失が認められる人 (4) 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 (5) 抗凝固治療を受けている人 (6) けんしょう(腱鞘)炎のある人 (7) 治療部位に創傷のある人 (8) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん急感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (10) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき ●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。●温感モミ玉を使用するときは熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する。(事故・けが・体調不良・しびれの原因) ●脚のせ合・背もたれ・ひじ掛けの上にはのらない。 ●子供に使わせない。また本体の上で遊ばせたり、脚のせ合・座面・背もたれ・ひじ掛けの上にはのらない。 ●子供を抱えてマッサージを使用しない。 ●使用中に背もたれなどの施療部を覆っている布地に手・肘・腕・足を押し込まない。(事故やけがの原因) ●安全のためにアースを確実に取り付ける。(アース線は付属していません)守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

パナソニック 月～土曜日
理美容・健康商品ご相談窓口 (祝日・正月三が日を除く) 受付9時～18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他
ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-878-697

- 上記番号がご利用いただけない場合・・・06-6907-1187
- FAX ……………0120-878-236

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2024年12月現在のものです。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

EP-JJ823H24R