

VITALIFT

RF EX

RF

New



Panasonic
Beauty



panasonic.jp/face/

ご購入の前に

商品パッケージ、ホームページで
「安全に関するご注意」をご確認ください。

○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20
2024年10月22日発行

EH-JJ095B24S

髪型がきまる、肌の調子がいい、
そんな、ちょっとした変化で心が躍る。

年齢や性別にとらわれず、
心地よい自分を探そうとする
すべての人のために。

一人ひとりが願う美しさを
テクノロジーと科学のチカラで
磨き、育む。

あなたの毎日が美しく輝きますように。

テクノロジーで、確かな効果を。

Panasonic
Beauty



<写真はイメージです>



“with Panasonic Beauty”アプリ

アプリでより効率的なケアを

<iPhoneのみ対応※8>

詳しくはこちら



こんなお悩みありませんか？

- ・正しい使い方ができているか分からない
- ・継続使用できるか不安
- ・自分に合ったケアが分からない
- ・各モードの使用頻度を忘れてしまう

肌タイプや過去のケア、
天候に応じたおすすめモードをご提案
ケア前に迷わない

動画と音に合わせて動かすだけで
モードに応じた正しい使い方
に迷わない

1

今日のおすすめを
チェック



2

ケアスタート
機器の動かしかたを
アプリがサポート



4

AI※9による肌分析で
肌の状態を
チェック



3

今日のケアを
アプリに記録



スマホで顔を撮影するだけで
AI※9が肌の状態を分析

継続が目に見えるから
モチベーションキープ

※アプリの内容・対応機種は、予告なく変更・削除されることがあります。

<画面はイメージです>

EH-SR86

EH-SR85



VITALIFT RF EX



VITALIFT RF

こんな方
におすすめ

本格的なリフトケア※1と同時に、
より積極的なエイジングケア※2を
目指す方へ

本格的なリフトケア※1がしたい方へ

特長

1台13役へと進化した
本格エイジングケア※2美顔器
バイタリフトシリーズの新たな最上位モデル。
4 MHzRF、進化したEMSに加え、
CLEANモードも追加。

1台9役の
エイジングケア※2美顔器
高性能の多機能美顔器で
リフトケア※1を中心に浸透※3も。

水洗いOK (IPX5基準※4)

使用頻度

スペシャルケア：週2～3回 デイリーケア：毎日

効果感

頬のハリ感	肌のキメ感	目もとの乾燥小じわ*
角質くすみ	目もとのハリ感	表情筋トレーニング※5
目もとの明るさ※6	角層への浸透	頬の毛穴※7
化粧ノリのよさ	肌や毛穴の汚れ除去	肌のツヤ感
フェイスラインの肌の引き締めまり感		

頬のハリ感	肌のキメ感	目もとの乾燥小じわ*
角質くすみ	目もとのハリ感	表情筋トレーニング※5
目もとの明るさ※6	角層への浸透	頬の毛穴※7

*効果評価試験済

搭載技術

4 MHzRF	デュアルダイナミック EMS EX
赤色LED	美容成分の角層浸透
NEW イオン導出	

3 MHzRF	デュアルダイナミック EMS
赤色LED	美容成分の角層浸透

モード

RF×EMS LIFT	RF PUMP	EYE CARE	MOIST	NEW CLEAN
-------------	---------	----------	-------	-----------

RF×EMS LIFT	RF PUMP	EYE CARE	MOIST
-------------	---------	----------	-------

○効果には個人差があります。
※1 引き上げるように機器を動かすこと ※2 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※3 角層まで ※4 IPX5 (噴流に対する保護等級) 相当であり、完全防水ではありません。 ※5 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること ※6 うるおうことによる肌の見え方 ※7 キメが整うことによる肌の見え方 ※8 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ※9 パーフェクト株式会社のAI肌診断機能を搭載

LINE UP



VITALIFT RF EX

リフトケア※1美顔器
バイタリフト RF EX
EH-SR86



VITALIFT RF

リフトケア※1美顔器
バイタリフト RF
EH-SR85



IONBOOST MULTI EX

イオン美顔器
イオンブースト マルチ EX
EH-SS85



VITALIFT KASSA

リフトケア※1美顔器
バイタリフト かっさ
EH-SP85



BRIGHTSHOT PHOTO

光美顔器
フォト ブライトショット
EH-SL85



1台13役

本格エイジングケア^{※1}に、納得の一択。

VITALIFT RF EX

リフトケア^{※2}美顔器 バイタリフト RF EX
EH-SR86

-T(ブラウン) オープン価格[※]

バイタリフトシリーズの新たな最上位モデル。
パナソニック史上最高周波数^{※3}4 MHzRF搭載。

1台13役へと進化し、
攻めのエイジングケア^{※4}をあなたに。

13 役	頬のハリケア	肌のキメケア	目もとの乾燥 小じわケア [*]
	角質くすみケア	目もとのハリケア	表情筋 トレーニング ^{※5}
	目もとの 明るさケア ^{※6}	角層への 浸透ケア	頬の 毛穴ケア ^{※7}
	化粧ノリよさ	肌や毛穴の 汚れ除去	肌のツヤケア
フェイスラインの肌の引き締めケア			



※4 年齢に応じた、13役以上の機器を使った肌ケアのこと ※効果評価試験済

【同梱品】
スムースリフトジェル 1本

洗い流し不要で使いやすく
EMSをより効率的に
肌に伝える

【同梱品】
コットンリング 2個

防水
仕様^{※8}
(IPX5基準)

お手持ちの
化粧品も
使える

海外・国内両用^{※9}
(AC100-240 V)

コードレス
(充電式)

○この商品はお取扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。○効果には個人差があります。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 年齢に応じた、機器を使った肌ケアのこと ※2 引き上げるように機器を動かすこと ※3 2024年9月18日現在、11月1日発売予定。 ※4 電気刺激を筋肉に伝え、筋肉を収縮させること ※5 60秒おけるうちことによる肌の見え方 ※6 キメが整うことによる肌の見え方 ※7 8 IPX5(噴流に対する保護等級)相当であり、完全防水ではありません。 ※9 海外でご利用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※10 専用ジェル適量(目安):約1~2g(直径約1.5cm) EMSをより効率的に肌に伝える専用ジェルをおすすめします

01

進化した 「マルチアクティブートテクノロジー EX」搭載

エイジングケア^{※1}研究を結集し、
高出力RF×EMS×LED×イオンの
4つの機能をモードに応じて、
組み合わせや出力を最適にチューニング。

パナソニック史上
最高周波数^{※3}
4 MHzRF




美容クリニックに学んだ
4 MHzの高出力RF
「ラジオ波」

イオン



イオンの力で
角層へ美容成分を
しっかり届ける

デュアルダイナミック
EMS EX



2種類の波形を組み合わせた
緩急のある独自プログラム。
より広範囲に刺激を伝え、
複雑な表情筋を効率的に
トレーニング^{※5}

赤色LED




赤色LEDのフォトで
肌ケア

4 MHzRF



当社史上最高周波数^{※3}4 MHzRF

美容クリニックに学んだRF(ラジオ波)は
3 MHzから4 MHzへ



デュアル
ダイナミック
EMS EX




デュアルダイナミックEMS EX

バイタリフト RF(EH-SR85)に搭載の
デュアルダイナミックEMSから、筋肉の収縮時間が増加。
より広範囲に刺激を伝え、筋肉の鍛えている実感アップ。
複雑な表情筋に効率的にアプローチ。



総合満足度・筋肉を鍛えている実感がバイタリフト RFと比較してアップ

7段階評価における変化量 (1:ない→7:ある)



【モデル試験方法】単回
ジェルを使用し、EH-SR86/85 RF×EMS LIFTモードを
半額3分使用
【測定部位】頬(半額ずつ比較)
【被験者】30~50代女性 各16名
○当社調べ
○効果には個人差があります。

<イラストはイメージです>

<写真・イラストはイメージです>

02 ミドル世代の深い様々な肌悩みに、 13のエイジングケア^{※1}を叶える5モード

スペシャルケア

週2〜3回

モード名	特長	機能	化粧品例
RF × EMS LIFT モード	4つの機能を同時出力 エイジングケア ^{※1} に特化	4 MHz RF イオン EMS LED (3列)	※10 専用ジェル または 美容液・ 乳液など
RF PUMP モード	RF 最大出力 RF×EMS LIFTの1.7倍 [※] <small>※RF×EMS LIFTモードとのRF出力の比較(当社調べ)</small>	4 MHz RF イオン LED (3列)	化粧水 美容液・ 乳液など
EYE CARE モード	目もとのケアに特化	4 MHz RF イオン LED (1列)	美容液・ 乳液・ アイクリームなど
NEW CLEAN モード	毛穴などに残った汚れを除去	4 MHz RF イオン LED (3列)	ふきとり化粧水・ 化粧水
MOIST モード	角層への浸透ケアに	4 MHz RF イオン LED (3列)	化粧水 美容液・ 乳液

<イラストはイメージです>

03 温感リフトケア^{※2}に特化した「D型リフトヘッド」

肌をリフトするように動かしやすく、
気になる目もと・ほうれい線などにもあてやすいD型リフトヘッド。
電極は、RFの温感を奥深く角層の広範囲に
しっかり伝えるウェーブ形状を採用。
ご自宅でも本格的なエイジングケア^{※1}を。

LIFT

D型リフトヘッド




POINT
肌を引き上げやすく目もとなどの細かい部分にもあてやすい

あてやすい独自開発形状



WAVE

ウェーブ形状電極



POINT
電極間の距離を変えて配置することで奥深く角層の広範囲にRFを届けることが可能に


使い続けやすい仕様



<写真・イラストはイメージです>

1回の使用でも、ハリ感等様々なエイジングケア^{※1}効果を実感

▶ 効果感7段階評価 (7:ある ⇄ 1:ない)



【モデル試験方法】単回 ジェルを使用し、RF×EMS LIFTモードを半額3分使用 【測定部位】頬(半額ずつ比較) 【被験者】30〜50代 女性 各16名 ○当社調べ ○効果には個人差があります。

ハリ感だけではなく、うるおって透明感^{※7}のある肌へ



【モデル試験方法】単回 お手持ちの化粧品を使用し、RF PUMPモードを半額3分使用 【測定部位】頬(半額ずつ比較) 【被験者】30〜50代 女性 各20名 ○当社調べ ○効果には個人差があります。

使い続けることで、毛穴が目立ちにくいキメ感の整った肌へ



【モデル試験方法】1週間に3回、4週間使用 お手持ちの化粧品を使用し、RF PUMPモードを半額3分使用 【測定部位】頬(半額ずつ比較) 【被験者】30〜50代 女性 20名 ○当社調べ ○効果には個人差があります。

1台9役

本格エイジングケア^{*1}に、確かな選択。

VITALIFT RF

リフトケア^{*2} 美顔器 バイタリフト RF
EH-SR85

-K(ブラック) オープン価格^{*}

高出力RF×EMS×LED×イオン搭載
「マルチアクティベートテクノロジー」で、
デイリーもスペシャルも。

9
役

頬のハリケア	肌のキメケア	目もとの乾燥 小じわケア [*]
角質くすみケア	目もとのハリケア	表情筋 トレーニング ^{*5}
目もとの 明るさケア ^{*6}	角層への 浸透ケア	頬の 毛穴ケア ^{*7}

*効能評価試験済



【同梱品】

スームスリフトジェル 1本

洗い流し不要で使いやすく
EMSをより効率的に
肌に伝えます

防水
仕様^{*8}
(IPX5基準)

お手持ちの
化粧品も
使える



海外・国内両用^{*9}
(AC100-240 V)



コードレス
(充電式)

○この商品はお取扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。○効果には個人差があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

独自開発

「マルチアクティベートテクノロジー」搭載

エイジングケア^{*1}研究から生まれた3 MHzの高出力RF・デュアルダイナミックEMSに、

LED・イオンを加えた4つの機能を搭載。

ミドル世代の声に寄り添い開発された、4つのモードに合わせて最適にチューニング。

3 MHz RF



美容クリニックに学んだ
3 MHzの高出力RF
「ラジオ波」

イオン



イオンの力で
角層へ美容成分を
しっかり届ける

4つの機能を
同時出力

独自技術搭載

デュアルダイナミック
EMS



2種類の波形を組み合わせた
緩急のある独自プログラムで
表情筋をトレーニング^{*5}

赤色LED



赤色LEDのフォトで
肌ケア

9つのエイジングケア^{*1}を叶える4モード

スペシャルケア

週2~3回

RF
×
EMS LIFT
モード

RF
PUMP
モード

EYE
CARE
モード

デイリーケア

1日1回

MOIST
モード

<イラストはイメージです>