



panasonic.jp/body/

詳しくはWEBへ



光のムダ毛ケアはパナソニック。
SMOOTHEPI
スムースエピ

Panasonic Beauty

【ご購入の前に】商品パッケージ、ホームページで「安全に関するご注意」をご確認ください。 ○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-5-20 2025年4月15日発行 **ES-JJ005B25B**

VIOも、太い毛も。 約2週間で効果実感^{※1}。

※1 肌のなめらかさを実感。実感部位：Vゾーン、脚

パナソニックは、
2009年に初めて「光エステ」を発売以降、約17年にわたり、
さまざまな光の効果と安全性について研究を重ねてきました。
その成果を結集したのが、「スムーズエピ」。

新たにニーズに応じて選べる、2機種をご用意。
パナソニック史上最高パワー^{※2}なのに
冷却機能搭載だから低刺激でケアできるPOWER&COOL。
ムダ毛ケアも美肌ケアも、1台でかなえるSKIN CLEAR。
サロンになったIPL技術で、使うほどムダ毛が目立たない肌に。
ぜひご体感ください。

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※2 当社従来品 2023年発売 ES-WG0A 比較 I・Oゾーン用アタッチメント：40%UP、フェイス&ボディ用およびワイドアタッチメント：同等（当社調べ）

光のムダ毛ケアはパナソニック。

SMOOTHEPI

スムーズエピ



POWER&COOL
ES-WG0B

SKIN CLEAR
ES-WP9B

あなたにぴったりのアイテムは？

ムダ毛ケアも、美肌ケアも

サロンと同様の「IPL技術」

黒い色に反応するIPLフラッシュで毛先に熱エネルギーを与え、ムダ毛に集中照射。同時に、使い続けることで、良好な肌サイクルを保ち、くすみの原因となる角質をはがしやすくして美しい肌へ。

LINEUP

STEP 1

光ケアの前に
お手入れする部位のムダ毛を除去
プレシェーブ

サロンの前にもおすすめ VIO専用シェーバー

スムーズエビと
合わせて
VIO
集中ケア



VIO特有の太くて長い毛も
スピーディーに、肌にやさしくカット

VIOフェリエ
ES-WV63

WET &
DRY
防水式

ボディ専用シェーバー



3倍パワフルモーター※1で
太い毛もスムーズにカット

ボディフェリエ
ES-WR61

WET &
DRY
防水式

フェイス専用シェーバー



細かいウブ毛も
すっきりシェービング

フェイスフェリエ
ES-WF63

DRY

STEP 2

出力レベル/モードを選び、肌に照射
光ケア

低刺激で
徹底的に

VIOやヒゲまで
ケアしたい方に

1台でムダ毛ケアと美肌ケアを
効率よくしたい方に

手軽にムダ毛ケアを
始めたい方に

SMOOTHEPI
POWER & COOL



冷却
×
ハイパワー

パナソニック史上
最高ハイパワー※

※当社従来品2023年発売 ES-WG0A
比較 I・Oゾーン用アタッチメント:
40%UP、フェイス&ボディ用およびワ
イドアタッチメント: 同等(当社調べ)

I・Oゾーン
40%出力UP※2

冷却で刺激レス※3

光エステ スムースエビ
パワー&クール
ES-WG0B

SMOOTHEPI
SKIN CLEAR



ハイパワー
×
美肌ケア

ハイパワー

小鼻の毛穴※4
透明感不足※5の
美肌ケア

スピーディーにケア

光エステ スムースエビ
スキנקリア
ES-WP9B

SMOOTHEPI
COMPACT

コンパクトモデルで
お手軽ケア



光エステ スムースエビ
コンパクト
ES-WH7A

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

○Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

※1 当社2021年発売 ES-WR51との比較(当社調べ) ※2 当社従来品2023年発売 ES-WG0A I・Oゾーン用アタッチメントとの比較(当社調べ) ※3 刺激が少ないこと

※4 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※5 キメが乱れて肌がくすんだ状態

※1 肌のなめらかさを実感。実感部位：Vゾーン、脚

男性の
ヒゲに

ワキ・VIO
太い毛に

コントローラー付



フェイス&ボディ用
アタッチメント/
クールプラスモード時



詳細はこちら



光エステ スムースエピ パワー&クール

ES-WG0B -H(グレー)/オープン価格※

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



スキンプロテクト冷却

クールプラスモード※2

ハイパワーモード※2

スピードモード※3


肌刺激カットフィルター

スキンセンサー

タッチ照射

専用アプリ対応
(Bluetooth連携 (iPhoneのみ対応※4))

日本製



海外・国内両用^{※5}
AC100-240 V



交流式

アタッチメント



照射面積
3.9 cm²

フェイス&ボディ用

ハイパワーで
しっかりケア



照射面積
3.9 cm²

I・Oゾーン用

デリケートゾーンに
やさしい形状



照射面積
6.8 cm²

ワイド(冷却機能なし)

ワイドな照射面

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※2 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー ※4 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※5 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。Bluetooth機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域では Bluetooth機能の使用が制限されますので、その場合通信機能は事前にOFFにしてご使用ください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

肌を冷やすことでハイパワーでも刺激レス^{※6}に

スキンプロテクト冷却



ペルチェ素子冷却でサファイアクリスタルを通して照射面を冷却。

肌の表面温度を下げて刺激を感じにくくすることで、
ハイパワーと刺激レス^{※6}を両立。

サファイアクリスタル

+

ペルチェ素子冷却



スキンプロテクト冷却で

肌への刺激を抑える

約5℃^{※7}の強力プレ冷却

クールプラスモード※2

約5℃^{※7}の強力プレ冷却で肌を冷やし、
刺激を感じやすいヒゲやVゾーンの太い毛も
低刺激な高出力ケアを実現

プレ冷却



肌を冷やしたのちに
時間差でフラッシュ

2秒
冷やす



※6 刺激が少ないこと ※7 室温25℃時

(イラストはイメージです)

パナソニックが誇るハイパワーで、ヒゲやVIOの太い毛も効果実感


ヒゲのような濃い毛も使うほどツルツル肌へ

スムーズエピアブリ  ヒゲ scan の画像データ



未使用



8週後



16週後



【撮影条件】3日伸ばした肌の状態を撮影。
・毛先に照射した後、肌表面に見えてきた毛の状態を比較。

【撮影条件】1.5日伸ばした肌の状態をヒゲ scan で撮影。
・写真から鼻下のヒゲを判定し、比較。

【モデル試験方法】3日に1回使用、16週間使用【使用モード】ハイパワーモードもしくはクールプラスモード【被験者】20～40代男性
【測定部位】ヒゲ ○当社調べ ○効果には個人差があります

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

Vゾーンの太い毛もしっかりケア

シェービング（除毛）のみ



シェービング（除毛）+
光ケア（フラッシュ）



【モデル試験方法】2週間に1回使用、4週間後の肌の状態を比較
【使用モード】ハイパワーモード【被験者】20～40代女性【測定部位】Vゾーン
○当社調べ○効果には個人差があります



NEW

I・Oゾーンの照射が40%出力UP※1

使い続けることで、
肌のなめらかさや明るさ※2
黒ずみ※3の目立ちにくさを実感

なめらかさ

明るさ※2

黒ずみ※3の
目立ちにくさ



※1 当社従来品2023年発売 ES-WG0A I・Oゾーン用アタッチメントとの比較（当社調べ）※2 キメが整うことによる肌の見え方 ※3 角質くすみによる


（商品使用写真はイメージです）

肌にやさしくケア&美肌効果も実感

好きなときに、おうちで本格的なケア


肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい光エネルギーを
一部吸収するので、
ハイパワーでも肌にやさしく光ケア




スキンセンサー

スキンセンサーが、肌の色にあわせて
おすすめの出力レベルを自動で検知するので、
初めてでも安心して使用可能



ムダ毛ケアと同時に美肌も叶う



【モデル試験方法】3日に1回、8週間使用【使用モード】ハイパワーモード【被験者】20～40代女性【測定部位】顔
○当社調べ ○効果には個人差があります

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※2 キメが整うことによる肌の見え方


スピードモード

1回あたりのお手入れ時間を短縮

照射間隔約1秒のスピード照射を実現
時間がかかるボディもサッとお手入れ可能

(フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー)

スライド連続照射



連続10回まで照射可能

スピーディーに時短ケア

(ワイドアタッチメント取付時に使用可能)

タッチ照射

肌にあてるだけで照射できる

都度、ボタンの操作をしなくても肌が近付いたことを
センサーで感知し、自動的に照射する「タッチ照射」で簡単

ワイドアタッチメント



ワイドな照射面

脚・腕など
広い範囲を一気にケア

シェアして使える

照射回数

約30万回だから
たっぷり使える

家族で

親子で

パートナーと





SMOOTHEPI アプリ

(iPhoneのみ対応※1)



詳細はこちら

使い方



詳細はこちら

専用アプリでお手入れを一括サポート

お手入れ状況が分かりやすい

スケジュール管理

お手入れ予定日に
プッシュ通知でお知らせ




家族やパートナーの
お手入れ頻度も
一括管理

ES-WG0Bのみ Bluetooth接続でより使いやすく

使用部位を選ぶだけで、
使用時の情報をアプリに記録



ES-WG0B、ES-WG0Aのみ ヒゲの画像解析で効果を可視化



※2
世界初



ヒゲscan

ヒゲの濃さ、鼻下の本数※3が見えるので狙いを定めて効率ケア

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※2 家庭用光美容器専用アプリにおいて、2024年4月22日時点(当社調べ) ※3 写真から鼻下のヒゲの本数を判定しています。

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください

STEP 1

光ケアの前に
シェーバーで除毛

お手入れする部位のムダ毛を先に除毛してください

シェーバーは
フェリエシリーズが
おすすめ




STEP 3

出力レベル/モードを選択

はじめてお使いの方は、出力レベル1から

はじめてお使いの方は、出力
レベル1 (Lv1) からパッチテストを
行ったうえで、お好みのレベルを
選んでご使用ください。




STEP 2

コントローラーの電源を入れ、
おすすめの出力レベルを確認

肌にあてるだけで肌検知スタート

スキンセンサー

肌の色に合わせて
出力レベルをおすすめします。



STEP 4

肌にあてて照射スタート

照射のたびにボタン操作は必要なし

アタッチメントを肌に密着させ、
発光するまで肌に垂直にあてます。
照射後ピッと鳴ったら
次の照射準備が完了です。





美肌
ケア

時短
ケア



詳細はこちら

ボディ・Vゾーン用
アタッチメント取付時

光エステ スムースエピ スキンクリア

ES-WP9B -H(グレー)/オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ストロングライトシステム※1

ハイパワーモード※2

スピードモード※3

肌刺激カットフィルター

スキンセンサー

ボタンプッシュレス照射

専用アプリ対応
(iPhoneのみ対応※4)

日本製

(本体のみ)



海外・国内両用※5
AC100-240 V



交流式

アタッチメント

スポットケア用

気になるところを狙い打ち



小鼻の周りなどの
狭い部分にもあてやすい
内径約1 cm



照射面積
7.2 cm²

ボディ・Vゾーン用

7.2 cm²の
ワイドな照射面



照射面積
1.9 cm²

フェイス用

コンパクトな
照射面



照射面積
2.7 cm²

I・Oゾーン用

デリケートゾーンに
やさしい形状

たった2回のケアで太い毛もしっかりケア

Vゾーン

シェービング(除毛)のみ



シェービング(除毛)+光ケア(フラッシュ)




【モデル試験方法】2週間に1回使用、
4週間後の肌の状態を比較
(最後のお手入れから1週間後の画像)
【使用モード】ハイパワーモード
【被験者】20～40代女性
【測定部位】Vゾーン

- 当社調べ
- 効果には個人差があります

約2カ月のケアで、小鼻の毛穴の目立ちにくさ※6を実感


使い続けることで「小鼻の毛穴の目立ちにくさ※6」に対する満足度がアップ

効果感7段階評価



【モデル試験方法】3日に1回、
8週間使用
【使用モード】ハイパワーモード
【被験者】30～50代女性
【測定部位】顔
○当社調べ
○効果には個人差があります

未使用



使用



○皮膚画像解析機器 VISIA® にて撮影○VISIAスコアの中央値を上限として選定

※6 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ボディ・Vゾーン用/フェイス用/スポットケア用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー ※4 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社社のライセンスに基づき使用されています。※5 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

サロンと同様のIPL技術で ムダ毛にも、肌悩みにアプローチ

ハイパワーと低刺激へのこだわり

ストロングライトシステム※1

ハイパワーな光を効率的に肌に届け、
ムダ毛を目立ちにくく

アタッチメント内部に
集光ミラーを搭載※1
反射率96%で
効率的に光を届ける



肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい光エネルギーを
一部吸収するので、
ハイパワーでも肌にやさしく光ケア

肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい
光エネルギーを一部吸収




効果的な光エネルギー (肌のイメージ)

スピードモード※2なら全身7分*のスピードケア

*両ワキ、胸、両腕、お腹、両手、両手指、両脚、Vラインを最小パワーでお手入れした場合。身体の部位によっては使用できない箇所がございます。取扱説明書をご確認ください。

照射間隔約0.5秒のスピード連射で、
時間がかかるボディもサッとお手入れでき、時短ケアが可能

ボタンブッシュレス照射



1回ずつ
照射

照射のたびにボタンの操作を
しなくても使える
カンタン操作

スライド連続照射



連続
照射

連続10回まで
照射可能

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー

毛穴※3も、透明感不足※4も 2大肌悩みを狙い打ち

小鼻の毛穴

毛穴目立ち


透明感不足※4

毛穴目立ちの原因の例

- ☒ キメの乱れによる毛穴目立ち
- ☒ 毛穴から生えた毛によって毛穴が黒く目立って見える
- ☒ 角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち

スポットケア用アタッチメント

気になる部分にあてやすい



内径約1 cm

小鼻の周りなどの狭い部分にも
あてやすい先端

※3 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※4 キメが乱れて肌がくすんだ状態

光ケア/脱毛サロンの前に

肌ダメージの

軽減^{※1}を実感。剃り残しのない肌へ。

VIOフェリエ

ES-WV63 -E(ベージュ)/オープン価格※

WET&
DRY
防水式

IPX7基準※2

ドライ
剃り

3倍
パワフル
モーター
※3

アタッチメント



スキンガード
デリケートな
I・Oゾーンに



ボリューム
ダウンコーム
Vゾーンを
お好みの長さに



詳細はこちら




〔トリミングヘッド取付時〕

STEP1 トリミング ▶ 肌にやさしく毛をカット

ガードブレードで
肌を守りながら
カット



トリミングヘッド




セーフティブレード

STEP2 シェービング ▶ ツルツルの仕上がりへ

面で
素早く
カット



フィニッシュヘッド



ツルツルに

まるごと洗えていつでも清潔

お風呂使用OK



特許出願中

トリミングヘッドに搭載
セーフティブレード

POINT

パナソニック独自の
トリミングヘッドの二重刃構造

カット性能UP※4

カットブレード

45°の鋭いエッジで太い毛もパワフルにカット



肌へのやさしさUP※4

ガードブレード

肌あたりのやさしさが進化したガードブレードで肌を守る

黒ずみリスクに配慮し、
やさしい刃先で肌ダメージを軽減※5

VIOフェリエを使うことで
肌ダメージが軽減したと
感じますか？

n=100
(5段階評価で、5(とても思う)、
4(まあ思う)を選択した人の割合)

はい
95%

VIOフェリエのカタチ

VIO処理するときの悩み

(外部モニターの声をヒアリング)

ヘッド

大きいと
細かい所が
使いづらい

首周り

太いとどこに
あたっているか
見えないので怖い

持ちやすさ

失敗したくないから
何度も持ち替える
のが疲れる

たどりついた、このカタチ

POINT1

スピーディーかつ
小回りの利くヘッド



POINT2

処理部位を見やすく
どんな持ち方も
グリップしやすい



「やさしいフォルム」と「使い勝手」を両立



○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 当社独自の「ガードブレード」があることにより肌ダメージが軽減 ※2 IPX7 基準 (水深1 mに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない) 検査をクリアしています。 ※3 当社 2021年発売ボディアフェリエ ES-WR51との比較 (当社調べ) ※4 トリミングヘッドと当社従来品 2022年発売ES-WV61 トリマー刃との比較 (当社調べ)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※5 ES-WV63-Eを使用した100名に対して調査を行い95%が「肌ダメージが軽減したと実感」と回答

光エステ スムースエピ



WEBで比較

アタッチメント

パワー

肌に
やさしい

時短ケア




照射回数

使用可能部位

商品スペック

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ES-WG0B:フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能、ES-WP9B:ボディ・Vゾーン用/フェイス用/スポットケア用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ※4 ES-WG0B:ワイドアタッチメントの場合、ES-WP9B-ES-WH7A:ボディ・Vゾーン用アタッチメントの場合 ※5 ES-WG0B:フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー、ES-WP9B:ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー

SMOOTHEPI POWER & COOL	冷却×ハイパワー	SMOOTHEPI SKIN CLEAR	ハイパワー×美肌ケア	SMOOTHEPI COMPACT	コンパクト
	光エステ スムースエピ パワー&クール ES-WG0B オープン価格※ Bluetooth		光エステ スムースエピ スキンクリア ES-WP9B オープン価格※		光エステ スムースエピ コンパクト ES-WH7A オープン価格※
	低刺激でVIOやヒゲまで 徹底的にケアしたい方に ○この商品はお取扱い先を限定しております。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。		1台でムダ毛ケアと美肌ケアを 効率よくしたい方に ○この商品はお取扱い先を限定しております。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。		手軽にムダ毛ケアを 始めたい方に
	フェイス&ボディ用、 I・Oゾーン用、ワイド		ボディ・Vゾーン用、スポットケア用、 フェイス用、I・Oゾーン用		ボディ・Vゾーン用、 フェイス用、I・Oゾーン用
	パナソニック史上最高ハイパワー※ ※当社従来品2023年発売 ES-WG0Aと比較 I・Oゾーン用アタッチメント: 40%UP、 フェイス&ボディ用およびワイドアタッチメント: 同等(当社調べ)			ストロングライトシステム※1	
	ハイパワーモード※2			—	
	スキンプロテクト冷却				
	クールプラスモード※3				
	肌刺激カットフィルター				
	5段階レベル				
	スキンセンサー				
	照射面積6.8 cm※4	照射面積7.2 cm※4	照射面積5.4 cm※4		
	スピードモード※5				
	タッチ照射	ボタンブッシュレス照射			
	スライド連続照射 (ES-WG0Bはワイドアタッチメント取付時に使用可能)				
	約30万回				
	脚・腕・ワキ・手・胸・お腹・顔・ヒゲ VIOゾーン				
	●照射部:高さ23.2×幅7.5×奥行5.6 cm,コントローラー:高さ17×幅7×奥行5.6 cm ●質量 約380 g(照射部のみ)、約890 g ●コードの長さ 約1.5 m(接続コード)、約1.5 m(電源コード) 寸法・質量はフェイス&ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず	●高さ22.3×幅4.6×奥行11.2 cm ●質量 約390 g ●コードの長さ 約1.8 m(ACアダプター)、約1 m(電源コード) 寸法・質量はボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時、 ACアダプター、電源コード含まず	●高さ16.3×幅6.9×奥行4 cm ●質量 約230 g ●コードの長さ 約1.8 m(ACアダプター) 寸法・質量はいずれかのアタッチメント取付時、 ACアダプター、キャップ含まず		

CLUB Panasonic上の
マイ家電リスト登録(商品登録)とお申し込みで

無料で2年間、 保証期間を延長

※CLUB Panasonicへの会員登録が必要です。

メーカー保証期間**1年** 延長保証サービス**+2年**

3年間保証



ES-WG0B

ES-WP9B

詳しくはこちら



購入日から
10カ月以内のお申し込みが必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

プレシエーブ

光ケアの前に、
フェリエ・サラシェでムダ毛を除去



WEBで比較













替え刃/別売品は
こちら



アタッチ
メント

防水

商品
スベック

VIOフェリエ		ボディフェリエ	
ES-WV63 オープン価格※ VIO専用刃だから、 肌ダメージを抑え※1、 剃り残しのない肌へ。		ES-WR61 オープン価格※ 3倍パワフル モーター※2で 太い毛もスムーズにカット。	
 <div> ドライ 剃り </div> <div> 3倍 パワフル モーター※2 </div>		 <div> 泡剃り </div> <div> ドライ 剃り </div> <div> 3倍 パワフル モーター※2 </div>	
 トリミング ヘッド  スキン ガード		 フィニッシュ ヘッド  ポリウレム ダウンコーム	
 WET&DRY 防水式 IPX7基準※3		 WET&DRY 防水式 IPX7基準※3	
● 高さ16.9×幅3.1×奥行2.6 cm ● 質量 約75 g ● (乾電池・キャップ含まず) 寸法・質量はトリミングヘッド取付時		● 高さ18.6×幅2.7×奥行2.6 cm (キャップ含む) ● 質量 約75 g (乾電池・キャップ含まず)	
		ES-WR51 オープン価格※ ドライ剃り タイプで サツとお手入れ。	
		 <div> ドライ 剃り </div> <div> 密着 スイング ヘッド </div>	
		 DRY 水洗いできません	
		● 高さ15.6×幅1.7×奥行3 cm ● 質量 約20 g ● (乾電池含まず・キャップ含む)	

付属品
用途
防水
商品
スペック

フェイスフェリエ	
<p>ES-WF63</p> <p>オープン価格※</p> <p>肌にやさしく ささっと剃れる 眉ケアまでできる プレミアムモデル。</p>  <p>密着 スイング ヘッド</p> <p>マユ メイク</p>	<p>ES-WF53</p> <p>オープン価格※</p> <p>肌にやさしく ささっと剃れる ベーシックモデル。</p>  <p>密着 スイング ヘッド</p>
<p>マユ カバー</p> <p>マユ コーム</p>	<p>—</p>
<p>ウブ毛用 マユメイク</p>	<p>ウブ毛用</p>
<p>DRY</p> <p>水洗いできません</p>	<p>DRY</p> <p>水洗いできません</p>
<p>●高さ15.6×幅1.7×奥行3cm (キャップ含む)</p> <p>●質量 約20 g (乾電池含まず・キャップ含む)</p>	<p>●高さ15.6×幅1.7×奥行3cm (キャップ含む)</p> <p>●質量 約20 g (乾電池含まず・キャップ含む)</p>

サラシエ

ES-WL51 オープン価格※

肌にやさしく、
スピーディーに全身なめらか素肌へ。

コーム

除毛

脚・腕・ワキ・Vゾーン

WET &
DRY
防水式

IPX7基準※3

●高さ14.6×幅5.1×奥行4.7 cm(コーム含む) ●質量 約110 g(乾電池含まず・コーム含む)

脱毛器 ソイエ 〈こちらの商品はプレシェーブ用品ではありません〉

ES-EY8A オープン価格※

充実のハイエンドモデル。
多様なアタッチメント搭載。

WET &
DRY
防水式

IPX7基準※3

アタッチメント・ヘッド
5種

※4

泡脱毛

ドライ
脱毛

除毛

角質ケア

●高さ16.3×幅6.7×奥行5.2 cm
●質量 約170 g
寸法・質量はアン・デ用脱毛ヘッド取付時、
キャップ含まず

ES-EY4A オープン価格※

肌にやさしく脱毛。
使った瞬間ツルツル肌へ。

WET &
DRY
防水式

IPX7基準※3

アタッチメント・ヘッド
2種

※4

泡脱毛

ドライ
脱毛

●高さ16.3×幅6.7×奥行5.2 cm
●質量 約170 g
寸法・質量はアン・デ用脱毛ヘッド取付時、
キャップ含まず

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 当社独自の「ガードブレード」があることにより肌ダメージが軽減 ※2 当社2021年発売ホディフェリエES-WR51との比較(当社調べ) ※3 IPX7基準(水深1 mに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。 ※4 ソープの泡を使った脱手

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。