

ES-WGOB

使用时请注意

- 照射时有时会对眼睛产生暂时的刺激。
- 请勿在昏暗的地方使用。
 - 请确认周围没有人后再使用。
 - 用面部用配件照射面部时，请闭上眼。
 - 感觉到光线刺眼时，请使用太阳镜等。

准备

1 卸妆

- 请用于未化妆的肌肤
- 未化妆的肌肤是指洗去化妆品、防晒霜、香水等，没有涂抹化妆水和保湿剂等的状态。

2 脱毛

- 在进行光护理之前，请务必脱毛。

3 冲洗

- 请好好冲洗肌肤上附着的发展屑和剃须剂等。

4 擦拭

- 请好好擦拭肌肤上附着的发展屑、水分、汗渍。

5 确认肌肤无异常

6 确认可用的肤色

- 请通过控制器侧面的“可用肤色（基准）”确认可用的肤色。

注意

为防止对皮肤及身体造成伤害

- 使用心脏起搏器等体内植入式医用电气设备的人员请勿将本产品靠近医用电气设备（否则会造成事故和引起身体不适）
- 怀孕中或有怀孕的妇女请勿使用（否则会造成事故和导致皮肤问题）
- 请勿照射纹身（否则会导致留下疤痕或变红等炎症）
- 请勿直接照射眼睛（否则会损伤眼睛）

机身

- 不要在婴幼儿可以拿到的范围内保管、使用（否则会引起烫伤、触电、受伤）
- 请勿覆盖吸排气口使用（否则会造成火灾和烫伤）

为了保护肌肤

以下人员请勿使用本品

- 生理期和哺乳期的妇女、生长期的孩子请勿使用（会由于荷尔蒙失衡，导致皮肤问题）
- 皮肤有知觉疾病患者
- 有过敏性皮炎、湿疹、疱疹等皮肤疾病患者
- 过敏体质患者，易由于化妆品、服装、金属等引发肌肤斑疹者
- 肌肤容易晒伤者 ● 无法表达自己意愿者

请勿在以下部位使用

- 在太阳晒黑的皮肤上
- 黄褐斑、斑点、黑痣等暗褐色或黑色的肌肤部位（请参照本体背面的“可以使用的肤色标准”）
- 疮痍、伤口、湿疹、疹、瘰、小疙瘩、皮肤癌、顽癣（白癣）、毛囊炎、斑疹、蚊虫叮咬等
- 血管瘤、美容整形部位
- 正在服用药物的人应在服用后1周内不得使用
- 继续服用药物的人应咨询皮肤科医生（根据所服药物的种类，皮肤可能变得对光敏感，可能导致皮肤问题）
- 生长期的孩子请勿使用。未满18岁人群使用时，监护人应阅读本书，指导正确的使用方法、禁止事项（否则会造成烫伤和导致皮肤问题）

照射时

- 用于面部时请使用面部用配件，请勿用于眼周围、眉毛周围、耳朵、嘴唇、脖颈、头部
- 乳头、乳晕、肚脐请勿使用
- 用于I、O区时请使用I、O区用配件，请勿用于大阴唇以外的性器官（女性）、男性性器官、肛门、黏膜（否则会造成烫伤和导致皮肤问题）

部件名称

配件

面部 & 身体用



I、O区用



广面积



(机身正面)



皮肤检测传感器



(机身背面)



控制器

电源线插孔



通信显示

配件显示

冷却级别显示

输出级别/模式显示

级别/模式开关

电源开关（开/关）

握手



连接线



可以护理的部位与使用时间、频率

请根据所使用的部位安装配件。

- 请在可以确认照射部位的状态下使用。
- 时间和照射次数以1天为标准。因体毛生长范围而异。
- 也适用于男性

面部 & 身体用

腋下

两侧腋下约2分钟
(约照射40次)

胸部

约5分钟
(约照射100次)

腹部

约2分钟
(约照射30次)

手臂

两侧手臂约7分钟
(约照射120次)

手

● 推荐将手指贴近皮肤检测传感器，确保整个皮肤检测传感器能够隐藏起来，每次2根手指一起照射。

双手
约2分钟
(约照射40次)

腿部

双腿约15分钟
(约照射250次)

V区

- 只对比基尼线处进行保养时，请穿上短裤等，事先确认保养的部位。
- 将皮肤检测传感器朝向外侧后进行照射。如果方向反了，皮肤检测传感器会贴到体毛上，将之判定为浓色，不能照射。

约5分钟
(约照射60次)

头发请扎起或是用束发带等固定。另外，短发也请用发夹等固定。

面部

- 在用于面部前后，请特别注意不要晒伤。
- 请在不化妆（卸妆状态）的情况下用于面部。

I、O区

使用前

- I、O区由于色素沉淀等原因肤色易变深，所以有可能不发光。请勿勉强按压，请于可以使用的肤色部位使用。

准备

- ① 准备好镜子等，确保使用时的姿势可以清楚地看到部位。
- ② 请确认可以进行脱毛。

照射时

- 请一边用手拉开要照射部分的皮肤，皮肤检测传感器朝向外侧后一边从内到外（①→②的方向）照射。



配件的种类和级别/模式					
配件	冷却功能	照射方法	输出级别/模式		
			Lv1-5 ○ 可选	高功率、冷却+、快速	
				○ 可选	
				× 不可选	
面部&身体用	有	单次照射		○ 可选	
I、O区用	有	单次照射		× 不可选	
广面积	无	连续照射		× 不可选	

保养频率	目的		多余体毛护理（根据毛发周期）			美肌护理	
	使用部位		身体、V区、面部（女性）※2		I、O区	面部（男性）	面部（女性）
	输出级别/模式		快速	Lv1-5、高功率、冷却+	Lv1-5	Lv1-5、高功率、冷却+、快速	
	频率	最初的两个月	1周1次※1	2周1次※1		3天1次	
		第3个月开始	2周1次※1	4-8周1次※1			

※1 如果效果不明显，请尝试每3天使用1次。（效果因部位、个人体质而异）


※2 想要进行多体毛护理和嫩肤护理时，请每3天使用一次。

- 如果改变照射部位，在次日以后使用，请在经过24小时以后使用。（因为照射部位之外的肌肤也可能对光过敏）
- 如果暂时不使用，在重新开始使用时，请按照与最初2个月相同的使用频率进行使用。

使用方法

1 请根据所使用的部位安装配件。

安装方法
切实按入，直至发出“咔嚓”声




拆卸方法
捏住配件的凸部拆卸




2 连接

- ① 将控制器用插头连接电源线插孔
- ② 将电源插头插入插座



3 ① 长按（约3秒）接通电源。



4 按下（LEVEL MODE）。

- 每次按下会发出“噼”的蜂鸣音，切换输出级别/模式。
- 根据使用的配件，可以选择的模式和冷却级别显示不同。

● 非充电式。

- 使用建议温度为5℃～35℃。超出推荐温度可能无法使用。室温高则发光需要时间冷却，照射间隔较长。
- 在不使用的状态约经过1分钟，则会自动切断电源。

■ 皮肤过敏试验（皮肤试验）的方法

在第一次使用时或暂时不使用时，请事先进行检查，确保肌肤没有问题。

将输出级别设为1（Lv1），对希望使用的部位进行1次照射。

○ 肌肤没有异常

- 可以按照测试的输出级别进行使用。
- 如果提高输出进行护理，请逐级提高级别，进行皮肤过敏试验。

× 肌肤发生强烈疼痛或变红，且持续2天以上

- 如果是Lv1：请中止使用，咨询皮肤科医生。
- 如果是Lv2：无法按照测试的输出级别进行使用。请在调低输出级别后使用。


在皮肤过敏试验中，即便肌肤没有异常，根据具体的体质或身体状况，肌肤也可能暂时发红或出现疼痛。→请观察2天。

5 照射肌肤

将配件垂直抵到皮肤上，紧贴皮肤，进行照射

- 输出级别/模式显示由闪烁变为亮灯，发出“噼”的蜂鸣音，则照射和冷却准备完成。

贴近皮肤，勿使皮肤检测传感器悬浮。



关于排气口

- 覆盖时勿使用。
- 因为会排出暖风，所以照射时不要接触皮肤。

请勿多次抵到同一位置。

- 检测到浓颜色的物体、无法照射时，配件名称显示快速闪烁（约2秒后熄灭）。请确认肤色。
- 想要再次确认推荐级别时，请切断电源。然后请接通电源，确认推荐级别显示模式。
- 照射时，机身背面的排气口有光线漏出，并非异常。

6 ① 请按下切断电源

- 切断电源时，则会发出“噼”的蜂鸣音。

7 确认风扇停止按下插头

- ① 把电源插头从插座上拔出
- ② 把控制器用插头从电源线插孔中拔出

确认推荐的强弱程度为 背面

确认推荐级别
(推荐级别显示模式)

- 1

将配件紧密地垂直抵到肌肤上

- 请贴紧皮肤，勿使检测传感器悬浮。
 - 检测到浓颜色的物体、无法照射时，配件名称显示快速闪烁（约2秒后熄灭）。请确认肤色。
- 2

确认输出级别/模式显示


- 配件名称显示和输出级别/模式显示（肤色推荐级别）亮灯。

配件从皮肤离开约3秒后，推荐的强弱程度指示灯熄灭，配件名称显示闪烁。


● 推荐级别显示模式重复，直至按下 选择输出级别/模式。

照射肌肤 前面

指示灯



选择输出级别/模式后
输出级别/模式显示闪烁。
(准备照射和冷却)
准备完成后，会发出“哔”的蜂鸣音，显示为亮灯。



■ 关于准备时间

准备时间的参考基准 ※ 打开电源后，首次照射时（室温 25℃）
高功率模式：约1分钟
冷却+模式：约1分30秒

准备时间根据输出级别/模式（冷却级别）和使用情况有所不同。

● 冷却级别是根据使用的配件和输出级别/模式显示相应的 。
(不可由用户变更)

各配件的照射方法不同。

面部&身体用・I、O区用

《单次照射》
每次照射后需离开皮肤，会听到“哔”的蜂鸣音，准备完成后请抵在皮肤上。

广面积

《连续照射》
可以连续照射10次。
达到10次后，不再发光。
请离开皮肤。

■ 照射范围的基准

部分为1次照射可以覆盖的范围。

面部&身体用

I、O区用

广面积

- 使用光照护理后，建议对肌肤进行降温 and 保湿处理。
- 请使用用冰水冷却的毛巾等。

关于使用环境

请在明亮的场所使用。

在以下环境中，皮肤检测传感器可能会因错误判断而无法照射。在这种情况下，请尝试通过凑近光源、改变身体方向或远离阳光直射的窗台等方式，改变光线亮度后再使用。

环境示例：阳光直射处
白天的窗台
过亮的光线

暖光灯照明、间接照明的房间
光线阴影下
深色墙壁或地板附近等处