



[panasonic.jp/body/](https://panasonic.jp/body/)

詳しくはWEBへ



光のムダ毛ケアはパナソニック。  
**SMOOTHEPI**  
スムーズエピ

Panasonic Beauty

【ご購入の前に】商品パッケージ、ホームページで「安全に関するご注意」をご確認ください。 ○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-5-20 2026年2月17日発行 ES-JJ014B26B

# VIOも、太い毛も。 約2週間で効果実感<sup>※1</sup>。

※1 肌のなめらかさを実感。実感部位：Vゾーン、脚

パナソニックは、  
2009年に初めて「光エステ」を発売以降、  
さまざまな光の効果と安全性について研究を重ねてきました。  
その成果を結集したのが、「スムーズエピ」。

ニーズに応じて選べる、2機種をご用意。  
パナソニック史上最高パワー<sup>※2</sup>なのに  
冷却機能搭載だから低刺激でケアできるPOWER&COOL。  
ムダ毛ケアも美肌ケアも、1台でかなえるSKIN CLEAR。  
サロンにならったIPL技術で、使うほどムダ毛が目立たない肌に。  
ぜひご体感ください。

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※2 当社従来品 2023年発売 ES-WG0A 比較 1・0ゾーン用アタッチメント：40%UP、フェイス&ボディ用およびワイドアタッチメント：同等（当社調べ）

光のムダ毛ケアはパナソニック。

# SMOOTHEPI

スムーズエピ



POWER & COOL  
ES-WG0B

SKIN CLEAR  
ES-WP9B

# あなたにぴったりのアイテムは？

ムダ毛ケアも、美肌ケアも ▶ サロンと同様の「IPL技術」

黒い色に反応するIPLフラッシュで毛先に熱エネルギーを与え、ムダ毛に集中照射。同時に、使い続けることで、良好な肌サイクルを保ち、くすみの原因となる角質をはがしやすくして美しい肌へ。

## STEP 1

光ケアの前に  
お手入れする部位のムダ毛を除去  
**プレシェーブ**

サロンの前にもおすすめ VIO専用シェーバー

スムーズエビと  
合わせて  
**VIO**  
集中ケア



VIO特有の太くて長い毛も  
スピーディーに、肌にやさしくカット

VIOフェリエ  
ES-WV63

WET&  
DRY  
防水式

ボディ専用シェーバー



3倍パワフルモーター※1で  
太い毛もスムーズにカット

ボディフェリエ  
ES-WR62

WET&  
DRY  
防水式

フェイス専用シェーバー



細かいウブ毛も  
すっきりシェービング

フェイスフェリエ  
ES-WF63

DRY

## STEP 2

出力レベル/モードを選び、肌に照射  
**光ケア**

低刺激で  
徹底的に

VIOやヒゲまで  
ケアしたい方に

1台でムダ毛ケアと美肌ケアを  
効率よくしたい方に

手軽にムダ毛ケアを  
始めたい方に

1台で全身まるごとケア

ボディ | フェイス | ヒゲ | VIO  
ゾーン

SMOOTHEPI  
POWER&COOL



冷却  
×  
ハイパワー

パナソニック史上  
最高ハイパワー※

※当社従来品2023年発売 ES-WG0A  
比較I-Oゾーン用アタッチメント:40%UP、  
フェイス&ボディ用およびワイドアタッチ  
メント:同等(当社調べ)

I-Oゾーン  
40%出力UP※2

冷却で刺激レス※3

Bluetooth®

光エステ スムースエビ  
パワー&クール  
ES-WG0B

SMOOTHEPI  
SKIN CLEAR



ハイパワー  
×  
美肌ケア

ハイパワー

小鼻の毛穴※4  
透明感不足※5の  
美肌ケア

スピーディーにケア

光エステ スムースエビ  
スキんクリア  
ES-WP9B

SMOOTHEPI  
COMPACT



光エステ スムースエビ  
コンパクト  
ES-WH7C

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

○Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

※1 当社2026年3月発売ボディフェリエES-WR52との比較(当社調べ) ※2 当社従来品2023年発売ES-WG0A I-Oゾーン用アタッチメントとの比較(当社調べ) ※3 刺激が少ないこと ※4 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※5 キメが乱れて肌がくすんだ状態

※1 肌のなめらかさを実感。実感部位：Vゾーン、脚

男性の  
ヒゲに

ワキ・VIO  
太い毛に

コントローラー付



フェイス&ボディ用  
アタッチメント/  
クールプラスモード時



詳細はこちら



### 光エステ スムースエピ パワー&クール


ES-WG0B -H(グレー)/オープン価格<sup>※</sup>

○この商品はお取扱い先を限定しております。  
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



スキンプロテクト冷却	クールプラスモード <sup>※2</sup>
ハイパワーモード <sup>※2</sup>	スピードモード <sup>※3</sup>
肌刺激カットフィルター	スキンセンサー
タッチ照射	専用アプリ対応 (Bluetooth連携)

日本製



海外・国内両用<sup>※4</sup>  
AC100-240 V



交流式

アタッチメント

 照射面積 3.9cm <sup>2</sup>	 照射面積 3.9cm <sup>2</sup>	 照射面積 6.8cm <sup>2</sup>
フェイス&ボディ用	I・Oゾーン用	ワイド(冷却機能なし)
ハイパワーで しっかりケア	デリケートゾーンに やさしい形状	ワイドな照射面

肌を冷やすことでハイパワーでも刺激レス<sup>※5</sup>に

### スキンプロテクト冷却



ペルチェ素子冷却でサファイアクリスタルを通して照射面を冷却。

肌の表面温度を下げて刺激を感じにくくすることで、ハイパワーと刺激レス<sup>※5</sup>を両立。

サファイアクリスタル

+

ペルチェ素子冷却



スキンプロテクト冷却で

肌への刺激を抑える

約5℃<sup>※6</sup>の強力プレ冷却

クールプラスモード<sup>※2</sup>

約5℃<sup>※6</sup>の強力プレ冷却で肌を冷やし、刺激を感じやすいヒゲやVゾーンの太い毛も低刺激な高出力ケアを実現

プレ冷却



肌を冷やしたのちに  
時間差でフラッシュ

2秒  
冷やす



○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※2 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー ※4 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。Bluetooth機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth機能の使用が制限されますので、その場合通信機能は事前にOFFにしてご使用ください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


※5 刺激が少ないこと ※6 室温25℃時

(イラストはイメージです)

# パナソニックが誇るハイパワーで、ヒゲやVIOの太い毛も効果実感

## ヒゲのような濃い毛も使うほどツルツル肌へ

スムーズエピアブリ  ヒゲ scan の画像データ



【撮影条件】 3日伸ばした肌の状態を撮影。  
・毛先に照射した後、肌表面に見えてきた毛の状態を比較。

【撮影条件】 1.5日伸ばした肌の状態をヒゲ scan で撮影。  
・写真から鼻下のヒゲを判定し、比較。

【モデル試験方法】 3日に1回使用、16週間使用【使用モード】 ハイパワーモードもしくはクールプラスモード【被験者】 20～40代男性  
【測定部位】 ヒゲ ○当社調べ ○効果には個人差があります

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

## Vゾーンの太い毛もしっかりケア

シェービング(除毛)のみ



シェービング(除毛)+  
光ケア(フラッシュ)



【モデル試験方法】 2週間に1回使用、4週間後の肌の状態を比較  
【使用モード】 ハイパワーモード【被験者】 20～40代女性【測定部位】 Vゾーン  
○当社調べ○効果には個人差があります



## I・Oゾーンの照射が40%出力UP<sup>※1</sup>

使い続けることで、  
肌のなめらかさや明るさ<sup>※2</sup>  
黒ずみ<sup>※3</sup>の目立ちにくさを実感




※1 当社従来品2023年発売 ES-WG0A I・Oゾーン用アタッチメントとの比較(当社調べ) ※2 キメが整うことによる肌の見え方 ※3 角質くすみによる

# 肌にやさしくケア&美肌効果も実感

# 好きなときに、おうちで本格的なケア


## 肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい光エネルギーを一部吸収するので、ハイパワーでも肌にやさしく光ケア




## スキンセンサー

スキンセンサーが、肌の色にあわせておすすめの出力レベルを自動で検知するので、初めてでも安心して使用可能



## ムダ毛ケアと同時に美肌も叶う



【モデル試験方法】3日に1回、8週間使用【使用モード】ハイパワーモード【被験者】20~40代女性【測定部位】顔  
○当社調べ ○効果には個人差があります


○効果・刺激の感じ方には個人差があります。  
※1 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※2 キメが整うことによる肌の見え方

## スピードモード

1回あたりのお手入れ時間を短縮

照射間隔約1秒のスピード照射を実現  
時間がかかるボディもサッとお手入れ可能  
(フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー)

## スライド連続照射



連続10回まで照射可能

スピーディーに時短ケア

(ワイドアタッチメント取付時に使用可能)

## タッチ照射

肌にあてるだけで照射できる

都度、ボタンの操作をしなくても肌が近付いたことをセンサーで感知し、自動的に照射する「タッチ照射」で簡単

## ワイドアタッチメント



ワイドな照射面

脚・腕など  
広い範囲を一気にケア

## シェアして使える

おすすめのお手入れ頻度で  
ケアした場合、  
1人あたり約2万回/年

照射回数  
約30万回だから  
たっぷり使える

- ・家族で
- ・親子で
- ・パートナーと





# SMOOTHEPI アプリ



詳細はこちら

# 使い方



詳細はこちら

## 専用アプリでお手入れを一括サポート

お手入れ状況が分かりやすい


スケジュール管理

ES-WG0Bのみ Bluetooth接続でより使いやすく

お手入れ予定日に  
プッシュ通知でお知らせ

使用部位を選ぶだけで、  
使用時の情報をアプリに記録

家族やパートナーの  
お手入れ頻度も  
一括管理



ES-WG0B、ES-WG0Aのみ ヒゲの画像解析で効果を可視化



世界初<sup>※1</sup>



ヒゲscan

ヒゲの濃さ、鼻下の本数<sup>※2</sup>が見えるので狙いを定めて効率ケア


○効果・刺激の感じ方には個人差があります。○アプリの内容・画像は予告なく変更・削除されることがあります。  
○Android<sup>TM</sup>※3では、スマートフォンごとのカメラ性能の違いにより、ヒゲscanは正式リリース前のβ版です。推奨機種<sup>※2</sup>2023年以降発売、メインカメラの画素数4,000万画素以上  
※1 家庭用光美容器専用アプリにおいて、2024年4月22日時点(当社調べ) ※2 写真から鼻下のヒゲの本数を判定しています。 ※3 Android<sup>TM</sup>は、Google LLCの商標または登録商標です。

## ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください

STEP 1

光ケアの前に  
シェーバーで除毛


お手入れする部位のムダ毛を先に除毛してください



STEP 2

コントローラーの電源を入れ、  
おすすめの出力レベルを確認

肌にあてるだけで肌検知スタート




STEP 3

出力レベル/モードを選択

はじめてお使いの方は、出力レベル1から

はじめてお使いの方は、出力レベル1 (Lv1) からパッチテストを行ったうえで、お好みのレベルを選んでご使用ください。



STEP 4

肌にあてて照射スタート

照射のたびにボタン操作は必要なし

アタッチメントを肌に密着させ、発光するまで肌に垂直にあてます。照射後ピッと鳴ったら次の照射準備が完了です。





美肌  
ケア

時短  
ケア



詳細はこちら

ボディ・Vゾーン用  
アタッチメント取付時

### 光エステ スムースエピ スキンクリア

ES-WP9B -H(グレー)/オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ストロングライトシステム※1	ハイパワーモード※2
スピードモード※3	肌刺激カットフィルター
スキンセンサー	ボタンプッシュレス照射
専用アプリ対応	日本製 (本体のみ)    海外・国内両用※4 AC100-240V 交流式

#### アタッチメント

スポットケア用 気になるところを狙い打ち	小鼻の周りなどの狭い部分にもあてやすい 内径約1cm
照射面積 7.2cm <sup>2</sup> ボディ・Vゾーン用 7.2cm <sup>2</sup> のワイドな照射面	照射面積 1.9cm <sup>2</sup> フェイス用 コンパクトな照射面
照射面積 2.7cm <sup>2</sup> I・Oゾーン用 デリケートゾーンにやさしい形状	

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。  
 ※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ボディ・Vゾーン用/フェイス用/スポットケア用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー ※4 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。  
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

### たった2回のケアで太い毛もしっかりケア



#### Vゾーン



【モデル試験方法】2週間に1回使用、4週間後の肌の状態を比較(最後のお手入れから1週間後の画像)  
 【使用モード】ハイパワーモード  
 【被験者】20～40代女性  
 【測定部位】Vゾーン  
 ○当社調べ  
 ○効果には個人差があります

### 約2カ月のケアで、小鼻の毛穴の目立ちにくさ<sup>※5</sup>を実感

#### 使い続けることで「小鼻の毛穴の目立ちにくさ<sup>※5</sup>」に対する満足度がアップ



○皮膚画像解析機器 VISIA® にて撮影○VISIAスコアの中央値を上限として選定

※5 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち

# サロンと同様のIPL技術で ムダ毛にも、肌悩みにもアプローチ

## ハイパワーと低刺激へのこだわり

### ストロングライトシステム※1

ハイパワーな光を効率的に肌に届け、  
ムダ毛を目立ちにくく

アタッチメント内部に  
集光ミラーを搭載※1  
反射率96%で  
効率的に光を届ける




### 肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい光エネルギーを  
一部吸収するので、  
ハイパワーでも肌にやさしく光ケア

### 肌刺激カットフィルター

刺激になりやすい  
光エネルギーを一部吸収



効果的な光エネルギー (肌のイメージ)

## 毛穴※3も、透明感不足※4も 2大肌悩みを狙い打ち

小鼻の毛穴

毛穴目立ち

透明感不足※4

### 毛穴目立ちの原因の例


- キメの乱れによる毛穴目立ち
- 毛穴から生えた毛によって毛穴が黒く目立って見える
- 角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち

## スピードモード※2なら全身7分\*のスピードケア

\*両ワキ、胸、両腕、お腹、両手、両手指、両脚、Vラインを最小パワーでお手入れした場合。身体の部位によっては使用できない箇所がございます。取扱説明書をご確認ください。

照射間隔約0.5秒のスピード連射で、  
時間がかかるボディもサッとお手入れでき、時短ケアが可能


### ボタンプッシュレス照射



1回ずつ  
照射

照射のたびにボタンの操作を  
しなくても使える  
簡単操作

### スライド連続照射




連続  
照射

連続10回まで  
照射可能

### スポットケア用アタッチメント

気になる部分にあてやすい



内径約1 cm

小鼻の周りなどの狭い部分にも  
あてやすい先端

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小パワー

※3 キメの乱れ/毛/角質に溜まったメラニンによる毛穴目立ち ※4 キメが乱れて肌がくすんだ状態

脱毛サロン前の  
プレシェーブにも

# VIO専用シェーバー

肌ダメージの軽減<sup>※1</sup>を実感。剃り残しのない肌へ。

# VIO専用洗浄ブラシ

手洗いでは取りにくい汚れ悩みに

# 電動眉毛抜き

なぞるだけでスルッと抜ける



詳細はこちら



IPX7基準<sup>※2</sup>



アタッチメント



スキンガード  
デリケートな  
I・Oゾーンに



ボリューム  
ダウンコム  
Vゾーンを  
お好みの長さに




[トリミングヘッド取付時]

## VIOフェリエ

ES-WV63 -E(ベージュ)/オープン価格<sup>※</sup>


STEP1 トリミング ▶ 肌にやさしく毛をカット

ガードブレードで  
肌を守りながら  
カット



STEP2 シェービング ▶ ツルツルの仕上がりへ

面で  
素早く  
カット



まろごと洗えていつでも清潔

お風呂使用OK



## VIOブラシ フェリエ

ES-WB20 -A(ブルー調)/オープン価格<sup>※</sup>




詳細はこちら



IPX7基準<sup>※2</sup>

手洗いの2倍<sup>※4</sup>  
汚れ<sup>※5</sup>が落ちる



ヒダの隙間まできれいに洗える

0.07 mmの極細ふわふわブラシ




## アイブロウ スムースピック

ES-EF10 -V(バイオレット)/オープン価格<sup>※</sup>



詳細はこちら



IPX7基準<sup>※2</sup>

眉に沿ってなぞるだけ。  
スピーディーな  
お手入れ

肌にやさしく痛みを抑える  
ヘッドの両側が肌を押さえる



ツメで毛を挟んで  
毛根からスルッと抜く



LEDライト付きで明るくて見やすい



○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 当社独自の「ガードブレード」があることにより肌ダメージが軽減 ※2 IPX7 基準 (水深1mに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない) 検査をクリアしています。 ※3 当社従来品 2021年発売ポティフェリエ ES-WR51との比較 (当社調べ)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。




※4 【モデル試験方法】【被験者】20~40代 女性 12名 VIO専用ソープを使用し手洗いとブラシで汚れ(タンパク質由来)除去量を比較。手洗いで除去量0.14 μg/cm<sup>2</sup>、ブラシでの除去量0.31 μg/cm<sup>2</sup>。○当社調べ ○効果には個人差があります ※5 タンパク質由来の汚れ

# 光エステ スムースエビ

OES-WG0B、ES-WP9B、ES-WH7Cはお取扱い先を限定しております。  
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



WEBで比較

	SMOOTHEPI POWER&COOL 冷却×ハイパワー	SMOOTHEPI SKIN CLEAR ハイパワー×美肌ケア	SMOOTHEPI COMPACT コンパクト
	 <p>光エステ スムースエビ パワー&amp;クール ES-WG0B オープン価格※ Bluetooth</p> <p>低刺激でVIOやヒゲまで 徹底的にケアしたい方に</p>	 <p>光エステ スムースエビ スキンクリア ES-WP9B オープン価格※</p> <p>1台でムダ毛ケアと美肌ケアを 効率よくしたい方に</p>	 <p>光エステ スムースエビ コンパクト ES-WH7C オープン価格※</p> <p>手軽にムダ毛ケアを 始めたい方に</p>
アタッチメント	フェイス&ボディ用、 I・Oゾーン用、ワイド	ボディ・Vゾーン用、スポットケア用、 フェイス用、I・Oゾーン用	ボディ・Vゾーン用、 フェイス用、I・Oゾーン用
パワー	<p>パナソニック史上最高ハイパワー※</p> <p>※当社従来品2023年発売 ES-WG0A比較 I・Oゾーン用アタッチメント: 40%UP、 フェイス&amp;ボディ用およびワイドアタッチメント: 同等(当社調べ)</p> <p>ストロングライトシステム※1</p> <p>ハイパワーモード※2</p>	---	---
肌にやさしい	<p>スキンプロテクト冷却</p> <p>クールプラスモード※3</p> <p>肌刺激カットフィルター</p> <p>5段階レベル</p> <p>スキンセンサー</p>	---	---
時短ケア	<p>照射面積6.8 cm<sup>2</sup>※4</p> <p>スピードモード※5</p> <p>タッチ照射</p> <p>ボタンブッシュレス照射</p> <p>スライド連続照射 (ES-WG0Bはワイドアタッチメント取付時に使用可能)</p>	<p>照射面積7.2 cm<sup>2</sup>※4</p>	<p>照射面積5.4 cm<sup>2</sup>※4</p>
照射回数	約30万回		
使用可能部位	脚・腕・ワキ・手・胸・お腹・顔・ヒゲ VIOゾーン		
商品スペック	<p>●照射部:高さ23.2×幅7.5×奥行5.6 cm,コントローラー:高さ17×幅7×奥行5.6 cm</p> <p>●質量 約380 g(照射部のみ)、約890 g</p> <p>●コードの長さ 約1.5 m(接続コード)、約1.5 m(電源コード)</p> <p>寸法・質量はフェイス&amp;ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず</p>	<p>●高さ22.3×幅4.6×奥行11.2 cm</p> <p>●質量 約390 g</p> <p>●コードの長さ 約1.8 m(ACアダプター)、約1 m(電源コード)</p> <p>寸法・質量はボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時、ACアダプター、電源コード含まず</p>	<p>●高さ16.3×幅6.9×奥行4 cm</p> <p>●質量 約230 g</p> <p>●コードの長さ 約1.8 m(ACアダプター)</p> <p>寸法・質量はいずれかのアタッチメント取付時、ACアダプター、キャップ含まず</p>

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 ボディ・Vゾーン用/スポットケア用アタッチメントに搭載 ※2 ES-WG0B:フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能、ES-WP9B:ボディ・Vゾーン用/フェイス用/スポットケア用アタッチメント取付時に選択可能 ※3 フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能 ※4 ES-WG0B:ワイドアタッチメントの場合、ES-WP9B・ES-WH7C:ボディ・Vゾーン用アタッチメントの場合 ※5 ES-WG0B:フェイス&ボディ用アタッチメント取付時に選択可能。最小ハイパワー、ES-WP9B:ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能。最小ハイパワー

パナソニック 家電延長保証 商品登録タイプ

対象商品をCLUB Panasonic上で  
マイ家電リスト登録(商品登録)及び  
メールマガジンを登録いただくと

## 無料で2年間、 保証期間を延長

メーカー保証期間**1年** パナソニック 家電延長保証**+2年**

**3年間保証**

お申込みには、期間・各種条件があります。



ES-WG0B

ES-WP9B

その他お申込み条件  
詳細はこちら



対象商品:  
光エステ スムースエビ パワー&クール ES-WG0B  
光エステ スムースエビ スキンクリア ES-WP9B

お申込み条件:

- ・CLUB Panasonicへの会員登録及び  
当社が指定するメールマガジンの登録が必要です。
- ・商品購入日から10か月以内のお申込みが必要です。

※2026年1月現在の情報です。  
本保証は予告なく中止または内容を変更する場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

# パーツケア



替え刃/別売品は  
こちら

## シェーバー VIOフェリエ

ES-WV63 オープン価格※

VIO専用刃だから、  
肌ダメージを抑え※1、剃り残しのない肌へ。



IPX7基準※2

ドライ  
剃り

3倍  
パワフル  
モーター※3

### アタッチメント



トリミング  
ヘッド

フィニッシュ  
ヘッド

スキン  
ガード

ポリウム  
ダウンコーム

- 高さ16.9×幅3.1×奥行2.6 cm
- 質量 約75 g(乾電池・キャップ含まず)
- 寸法・質量はトリミングヘッド取付時

## VIOブラシ フェリエ

ES-WB20 オープン価格※

手洗いでは取りにくい  
汚れ悩みにVIO専用洗浄ブラシ。



IPX7基準※2

ブラシの交換も  
可能



- 高さ17×幅2.7×奥行4.2 cm
- 質量 約80 g

## アイブロウ スムースピック

ES-EF10 オープン価格※

なぞるだけで  
スルスと抜ける電動眉毛抜き。



DRY

水洗いできません

LED  
ライト付

ペン型  
デザイン

○この商品はお取扱い先を限定しております。  
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

- 高さ15.1×幅1.9×奥行1.9 cm(キャップ含む)
- 質量 約30 g(乾電池含まず・キャップ含む)

## シェーバー フェイスフェリエ

ES-WF63 オープン価格※

肌にやさしくささっと剃れる  
眉ケアまでできるプレミアムモデル。



DRY

水洗い  
できません

眉用  
コーム・  
カバー付

密着  
スイング  
ヘッド

- 高さ15.6×幅1.7×奥行3 cm(キャップ含む)
- 質量 約20 g(乾電池含まず・キャップ含む)

ES-WF53 オープン価格※

肌にやさしくささっと剃れる  
ベーシックモデル。



DRY

水洗い  
できません

密着  
スイング  
ヘッド

- 高さ15.6×幅1.7×奥行3 cm(キャップ含む)
- 質量 約20 g(乾電池含まず・キャップ含む)

## シェーバー ボディフェリエ

ES-WR62 オープン価格※

3倍パワフルモーター※4で  
太い毛もスムーズにカット。



IPX7基準※2

泡剃り

ドライ  
剃り

3倍  
パワフル  
モーター※4

- 高さ18.6×幅2.7×奥行2.6 cm(キャップ含む)
- 質量 約75 g(乾電池・キャップ含まず)

ES-WR52 オープン価格※

ドライ剃りタイプで  
サツとお手入れ。



DRY

水洗い  
できません

ドライ  
剃り

密着  
スイング  
ヘッド

- 高さ15.6×幅1.7×奥行3 cm(キャップ含む)
- 質量 約20 g(乾電池含まず・キャップ含む)

## 除毛器 サラシェ

ES-WL51 オープン価格※

肌にやさしく、  
スピーディーに  
全身なめらか素肌へ。



IPX7基準※2

泡剃り

ドライ  
剃り

アタッチメント



コーム

- 高さ14.6×幅5.1×奥行4.7 cm(コーム含む)
- 質量 約170 g
- 質量 約110 g(乾電池含まず・コーム含む)

## 脱毛器 ソイエ

ES-EY8A オープン価格※

充実のハイエンドモデル。  
多様なアタッチメント搭載。



IPX7基準※2

アタッチメント・  
ヘッド  
5種

- 高さ16.3×幅6.7×奥行5.2 cm
- 質量 約170 g
- 寸法・質量はアシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず

ES-EY4A オープン価格※

肌にやさしく脱毛。  
使った瞬間ツルツル肌へ。



IPX7基準※2

アタッチメント・  
ヘッド  
2種

- 高さ16.3×幅6.7×奥行5.2 cm
- 質量 約170 g
- 寸法・質量はアシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず

○効果・刺激の感じ方には個人差があります。

※1 当社独自の「ガードブレード」があることにより肌ダメージが軽減 ※2 IPX7基準(水深1 mに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアして

います。 ※3 当社従来品2021年発売ボディフェリエES-WR51との比較(当社調べ) ※4 当社2026年3月発売ボディフェリエES-WR52との比較(当社調べ)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。