

# ジェットウォッシャー ラインアップ・機能一覧

●この商品はお取り扱い先を限定しております。 ●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

**強い刺激が苦手  
やさしくケアしたい方へ**

ナノクレンジング水流<sup>※1</sup>で  
やさしい<sup>※2</sup>のに高洗浄<sup>※3</sup>  
粘つく歯垢まで剥がし落とす<sup>※3</sup>

**NEW ナノクレンズノズル**

付属対象品番: EW-NJ80



やさしい<sup>※2</sup>のに高洗浄<sup>※3</sup>  
歯垢除去率 **99.9%** (培養歯垢での評価)<sup>※4</sup>



微細な水滴内に  
ナノサイズの気泡を生成

水流の強さや勢いではなく、水流内に作られた無数の微細な水滴と、  
その中に含まれるナノサイズの気泡が弾ける力で洗い落とす。  
【試験条件】培養した歯垢に対し3秒間水流をあてる。水流をあてた部分の歯垢  
除去率を算出。  
●約6か月の使用期間を目安に交換してください。

**歯ぐきの健康維持のために、  
しっかりケアしたい方に**

超音波水流<sup>※5※6</sup>で歯間、  
歯周ポケット、歯の表面の  
汚れまでパワフル除去  
※5 超音波水流ノズル使用時のみ。

**超音波水流ノズル**

付属対象品番: EW-DJ75/DJ55/DJ42



歯周ポケット  
歯の表面  
歯間

歯周ポケット内の汚れまで洗い流す  
歯間に詰まった食べかすまで弾き飛ばす  
汚れを剥がし飛ばす

●約6か月の使用期間を目安に交換してください。

**歯を矯正中の方へ**

ブラシと水流<sup>※7</sup>で  
矯正器具まわりの  
頑固な汚れを除去  
※7 超音波水流にはなりません。

**ポイント磨きノズル**

付属対象品番: EW-DJ75/DJ55



円すい形状のブラシで、  
磨きにくい箇所にも毛先が入り込む

矯正器具と歯の間  
歯並びの悪い歯間

●約3か月の使用期間を目安に交換してください。

**舌の汚れが  
気になる方へ**

クロスと水流<sup>※7</sup>で  
舌表面の汚れを  
やさしく除去  
※7 超音波水流にはなりません。

**舌磨きノズル**

付属対象品番: EW-DJ75/DJ55



水を出しながら洗浄するので、  
クロスが汚れにくく清潔

細さ約0.02 mmの極細ループで  
やさしく汚れを絡めとる

●お子様は使用しないでください。  
●約6か月の使用期間を目安に交換してください。

## Doltz

- ◎ 非常に適応
- 適応
- △ 可能
- 不適応

	ハンディタイプ				据え置きタイプ	
	EW-NJ80 -W(白)	EW-DJ55 -W(白)	EW-DJ42 -W(白)	EW-DJ11 -A(青)	EW-DJ75 -W(白)	EW-DJ64 -W(白)
本体形状	コードレス	コードレス	ポータブル	ポータブル	大容量	大容量
水流	ナノクレンジング水流 <sup>※1</sup>	超音波水流 <sup>※5※6</sup> <small>※5 超音波水流ノズル使用時のみ。</small>	超音波水流 <sup>※5※6</sup> <small>※5 超音波水流ノズル使用時のみ。</small>	ジェット水流	超音波水流 <sup>※5※6</sup> <small>※5 超音波水流ノズル使用時のみ。</small>	ジェット水流/ バブル水流 <sup>※8</sup>
付属ノズル	ナノクレンズノズル×1本	超音波水流ノズル×1本 ポイント磨きノズル×1本 舌磨きノズル×1本	超音波水流ノズル×1本	ノズル×1本	超音波水流ノズル×1本 ポイント磨きノズル×1本 舌磨きノズル×1本	ノズル×2本
洗 浄	歯ぐきへのやさしさ	○	○	△	○	△
	歯の表面の汚れ	◎	◎	—	◎	—
	歯周ポケットの汚れ	◎	◎	◎	◎	◎
	歯間の汚れ	◎	◎	◎	◎	◎
	歯列矯正器具まわり・ 歯並びの悪い箇所の汚れ (ポイント磨きノズル使用)	—	◎	○ <sup>※9</sup>	○ <sup>※9</sup>	◎
舌の表面の汚れ (舌磨きノズル使用) ●お子様は使用しないでください。	—	◎	○ <sup>※9</sup>	○ <sup>※9</sup>	◎	—
タンク容量	約145 mL	約200 mL	約150 mL	約150 mL	約600 mL	約600 mL
給水1回での 連続使用時間 <sup>※10</sup>	ナノクレンズノズル 約80秒	超音波水流ノズル 約1分 ポイント磨きノズル 約55秒 舌磨きノズル 約40秒	約40秒	約35秒	超音波水流ノズル 約3分 ポイント磨きノズル 約2分10秒 舌磨きノズル 約1分15秒	約1分50秒
水圧レベル	3段階 (モード記憶機能付き <sup>※11</sup> )	5段階 (水圧レベル記憶機能付き)	4段階 (水圧レベル記憶機能付き)	2段階	10段階 (水圧レベル記憶機能付き)	無段階
本体洗浄	本体防水設計・IPX7等級 <sup>※12</sup>				タンク・タンクふた 水洗い洗浄で清潔	
電源方式	充電式 (USB充電) リチウムイオン (Li-ion)充電電池 フル充電で約20分使用可能 <sup>※10</sup>	充電式 リチウムイオン (Li-ion)充電電池 フル充電で約10分使用可能 <sup>※10</sup>	充電式 リチウムイオン (Li-ion)充電電池 フル充電で約10分使用可能 <sup>※10</sup>	電池式 <sup>※13</sup> 水圧レベル2設定時 約20分使用可能 <sup>※10</sup>	交流式	交流式
充電時間	3時間充電	急速1時間充電	急速1時間充電	—	—	—
電圧	AC100~240 V 海外・国内両用 <sup>※14</sup>	AC100~240 V 海外・国内両用 <sup>※14</sup>	AC100~240 V 海外・国内両用 <sup>※14</sup>	3 V 単3形電池 2本使用(別売) <sup>※13</sup>	AC100~240 V 海外・国内両用 <sup>※14</sup>	AC100 V
寸法 (高さ×幅×奥行)/ 質量	約30.7×5.3×8.9 cm 約435 g (ナノクレンズノズル含む)	約31.0×7.5×8.5 cm 約276 g (舌磨きノズル含む)	約30.9(収納時約15.4)×5.2×5.7 cm 約240 g (ノズル含む)	約30.9(収納時約15.4)×5.2×5.7 cm 約210 g (電池含まず。ノズル含む)	約30.0×12.5×14.0 cm 約998 g (舌磨きノズル含む)	約26.5×17.4×8.4 cm 約870 g (ノズル含む)

※1 ナノサイズの気泡を含む微細な水滴と空気の混合水流。※2 官能評価にてEW-DJ55と比較。連続モードレベル3にて検証。※3 ブラッシング後の歯垢除去率にてEW-DJ55と比較。連続モードレベル3にて検証。※4 水流の効果を示すものとして培養歯垢を用いて算出した数値。個別の口腔環境下における除去率を表すものではありません。※5 気泡が弾ける際の衝撃波により超音波が発生する水流。※6 歯ぐきへの刺激が強く感じる際におすすの、小さな気泡と水流をミックスしたやわらかい水流です。※7 9 2 使用には、別売品のノズルを購入いただく必要があります。※10 使用条件により、使用時間は異なります。※11 選択したモードが記憶され、2回目以降は前回選択したモードを表示。※12 IPX7等級(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※13 アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池をお使いください。パナソニック製をおすすめします。※14 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。●写真、イラストはすべてイメージです。