





それは、あなた専用の
プレミアムシート。



EP-MA121 の特長



最小10 mm幅の繊細なモミ玉の動きで
コリをピンポイントにとらえる



首から腰、おしり全体まで
広範囲にマッサージ



AI制御で体型を検知して
的確な圧力でもみほぐす

使用目的又は効果

医療機器認証

あんま・マッサージの代用

●疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

それは、あなた専用のプレミアムシート。

シェルフォルムが、全身を包み込む。

繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる。

上質なプライベートの時間が、心までときほぐす。

それが、パナソニック最上位モデル。



GOOD DESIGN
AWARD 2023

首からおしり全体、腕や足裏まで全身マッサージ。
タッチパネルで、もみたいポイントを直感操作できる。

詳しくはこちら



REAL PRO

マッサージチェア

EP-MA121 NEW

医療機器認証

-E(ルクソールベージュ)

-C(アイボリー)

-K(ブラック)

オープン価格※

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

医療機器認証番号 306AKBZX00028000



タッチパネル
コントローラー



-E



-C



-K

パナソニック 最上位モデル

| EP-MA121 主な機能 | ヒューマン ハンド モミメカ | ヒューマン ハンド エアバッグ | 太ももつけ根 まわりまで届く フレーム | 包み込む シェルフォルム デザイン | 温感 モミ玉 | 強力足裏 ローラー | タッチパネル コントローラー | 多彩な 188 手技 | 全身自動コース 18 パターン (6種×3段階) | ストレッチ 8 種 |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

警告 手・腕・脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

○布地や張地の材質、光源の種類・明るさにより、色の見え方が異なる場合があります。また、印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



最小10 mm幅のもみ技まで実現した、 パナソニックだけのヒューマンハンドモミメカ。

リアルプロは、熟練のマッサージ師が
多用するもみ技、
親指の腹で深くねり回してコリをほぐす
「揉ねつほぐしもみ」を追求。
左右2対の4つのモミ玉で、
プロの親指と同じ約10 mm幅の
繊細な動作を可能にしました。



ヒューマンハンドモミメカ

首から腰、おしり全体まで 広範囲にマッサージ。

座面下まで伸びる長いフレームを採用。
モミ玉が首から腰、おしり全体まで届き広範囲を
しっかりとマッサージできます。




AI制御で体型を検知して 的確な圧力でもみほぐす。

人によって異なる体型を検知し、
体の凹凸や湾曲に応じて
モミ玉の圧力をAIで制御するマッサージ。
体の場所を的確にとらえて、
適切な圧で心地よくマッサージします。



全身おまかせコースにこだわりの2コース追加



NEW 腰・おしり重点コース

モミ玉の繊細な動きを生かし、
腰からおしりまわりの筋肉
まで、交互に集中的にもみほ
ぐします。



NEW ゆったりほっとコース

温感モミ玉で温め*1ながら、
上半身をゆっくりとさする動作
や、やさしく押しあてる動作で
くつろげるコース。

肩・首まわりのマッサージ



モミ玉が大きく前にせり出すから、届きにくかつた肩の上までしっかり届き、ほぐすことができます。

腰・おしりまわりのマッサージ



パナソニック独自開発のフレーム採用により、
太もものつけ根まわりまでモミ玉が届くようにな
りました。おしり全体をしっかりとみほぐします。

脚・足まわりのマッサージ



ふくらはぎマッサージと足裏マッサージの合わせ
技で、疲れた脚をしっかりとほぐします。

※1:ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じる場合があります。


●矢印は動きのイメージです。◎写真、イラストは全てイメージです。

横幅約68 cmの
スリムデザイン。
厳選した充実マッサージ。




エアバッグで体をホールドして、
首から足裏まで全身くまなくマッサージ

部屋にすっきり置ける
スリムデザイン



ゆったり座れて横幅約68 cmのスリムデザインを実現。
マンションにも置きやすいサイズです。



出入口の幅が72 cm^{※3}
以上あればそのまま通過
できます。



座面の幅はリアルプロと
同じ。ゆったりと座れます。

SLIM PRO

マッサージチェア

EP-MA61 医療機器認証

-TC (モカブラウン&アイボリー)

-KH (ブラック&ダークグレー)

オープン価格[※]

医療機器認証番号 303AKBZX00049000

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| EP-MA61 主な機能 | 温感 モミ玉 | 強力足裏 ローラー | ストレッチ 2種 | フルカラー 液晶操作器 | スリム デザイン |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|



操作器



-TC



-KH

警告 手・腕・脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

[※]オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。^{※1}:ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。^{※2}:温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じる場合があります。

^{※3}:当社従来機種EP-MA39比 約2.7倍(当社調べ) ^{※4}:本体幅約68 cm + 4 cm(養生のため)

部屋のインテリアになじむ 洗練されたデザイン。




詳しくはこちら



疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎまで心地よくほぐす

けいつい 頸椎まわりマッサージ



頸椎まわりもみ



頸椎まわりのぼし




首すじにそってきめ細かく動き、首まわりの筋肉をじっくりほぐしてのぼします。

ようつい 腰椎まわりマッサージ



腰椎まわりもみ



腰椎まわりのぼし



腰椎の湾曲にそって動く手技。腰まわりの筋肉をしっかりほぐします。

脚ストレッチ



脚をはさんで



のぼす



脚・足首をエアバッグでギュッと固定し、脚のせ台を上下させてストレッチ。モミメカも連動し、背中をググッと押し上げます。

背カバーを外せば よりしっかり強くもめます



壁ぎわにすっきり置ける スライドリクライニング



約10 cm

背もたれが前方にスライドしながら倒れるので、壁に近づけて設置可能。空間をムダなく使えます。

6種類の着せ替えカバーで アレンジ可能



着せ替えカバーセット
EP-2M64
メーカー希望小売価格 24,096円(税込)

内容

背カバー×1、座カバー×1、
マルチクッションカバー×1

◎足裏カバーは付属していません。

マッサージソファ

EP-MP65 医療機器認証

-EC (カーキブラウン&アイボリー)
-TT (グレイッシュブラウン&ブラウン)
オープン価格※

医療機器認証番号 301AKBZX00072000

| | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| EP-MP65 主な機能 | 温感 足裏揉ねつ | ストレッチ 1 種 | すっきり収納 脚のせ台 | スライド リクライニング |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|



操作器



-EC



-TT

警告 脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

◎布地や張地の材質、光源の種類・明るさにより、色の見え方が異なる場合があります。また、印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●矢印は動きのイメージです。 ◎写真、イラストは全てイメージです。

仕様一覧

リアルプロ EP-MA121 NEW



3D独立駆動
(4つ玉)



-E(ルクソールベージュ)



-C(アイボリー)



-K(ブラック)

スリムプロ EP-MA61



3D駆動
(2つ玉)



-TC(モカブラウン&アイボリー)



-KH(ブラック&ダークグレー)

搭載機能



マッサージ手技タイプ数

188 タイプ

全身おまかせマッサージコース数

NEW 6 種 × 3 段階時間設定 (18パターン)

部位選択マッサージコース数

9 種 (3ユーザー×3メモリー)

ストレッチ数

8 種



動作時間選択

10 分 / 20 分 / 30 分

施術部位

首、肩、肩横、上腕、前腕、背中、腰、おしり、
太もも、ふくらはぎ、ひざ裏、足、足裏

マッサージ範囲



マッサージ速さ

もみ…約4回/分～約73回/分
たたき…約190回/分～約520回/分(片側)
移動速さ…約1cm/秒～約5cm/秒

脚スライド調節/レッグレスト

あり(約18cm)/無し

リクライニング角度

背もたれ…約130度～約170度
脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度～約85度

洗える部品

足裏カバー

使用電源

交流100V 50-60Hz

消費電力(待機電力)

115W(約10W)

電熱装置消費電力

23W

電気代の目安※2(当社調べ)

約54円/月(温感入り)・約43円/月(温感なし)

本体

本体寸法



質量

約91kg

梱包時

開梱時寸法

梱包開梱時※3




梱包サイズ

高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約168 cm

質量

約108kg



質量

約73kg

梱包開梱時



梱包サイズ

高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約168 cm

質量

約92kg

※1:背中を基準面としたときの、モミ玉までの距離の最大値。最小値は約2.5cm。(強弱調節範囲は約10cm) ※2:EP-MA121は1日30分使用した場合。EP-MA61、EP-MP65は1日30分(15分×2回)使用した場合。使用時以外、電源スイッチを切にした場合。電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改訂]で計算しています。 ※3:ひじ掛けを外した状態での寸法。

マッサージソファ EP-MP65



EC (カーキブラウン&アイボリー) TT (グレイッシュブラウン&ブラウン)




39 タイプ

7 種

1 種

首、肩、背中、腰、
ふくらはぎ、足、足裏



もみ…約7回/分〜約25回/分
たたき…約285回/分〜約495回/分 (片側)
移動速さ…約2 cm/秒〜約4.5 cm/秒

あり (約10 cm) / あり

背もたれ…約127度〜約150度
脚のせ台…約10度〜約80度


背カバー、座カバー、マルチクッションカバー

交流 100 V 50-60 Hz

139 W (約0.3 W)

19 W

約65円/月 (温感入り) ・約56円/月 (温感なし)



約 59 kg



高さ 約83 × 幅 約74 × 奥行 約152 cm

約 74 kg




ご購入前に搬入口と設置場所を
ご確認ください。




詳しくは、特設動画サイトをご覧ください。
panasonic.jp/massage/movie/how_to


REALPRO EP-MA121




SLIMPRO EP-MA61



マッサージソファ EP-MP65



間口の幅が 72 cm 以下の場合でも本体を横にすると間口を通る場合があります。



本体を移動するときは

● 本体を持ち上げて移動する (必ず2人以上で)

● キャスターで移動する



※床面が傷つく恐れがありますので、マットなどを敷くことをお勧めします。



あしたの元気は、自分でつくる。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書を
よく読みのうえ正しくお使いください。

- 次の人は使用しない。(1) 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]) (2) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性どう(疼)痛性疾患の人 (3) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 (4) 妊娠中や出産直後の人 (5) 急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊椎間狭窄症、変形性腰椎症の症状がある人 (6) 背骨に異常のある人、曲がっている人
- 次の人は脚マッサージ、腰・おしりマッサージを使用しない。(1) おしり周りに急性炎症のある人、急性腎部痛、梨状筋症候群、坐骨神経痛の症状がある人 (2) 変形性膝関節症など膝関節の悪い人 (3) 使用中におしりや脚に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因)
- ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わない。(事故やけがの原因)
- 医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と相談のうえ使用する。(1) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (2) 心臓に障害のある人 (3) 温度感覚喪失が認められる人 (4) 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 (5) 抗凝固治療を受けている人 (6) けんしょう(腱鞘)炎のある人 (7) 治療部位に創傷のある人 (8) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (10) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- 温感モミ玉を使用するときは熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する。(事故・けが・体調不良・しびれの原因)
- 脚のせ台・背もたれ・ひじ掛けの上にのらない。
- 子供に使わない。また本体の上で遊ばせたり、脚のせ台・座面・背もたれ・ひじ掛けの上にのらせない。
- 子供を抱えてマッサージを使用しない。
- 使用中に背もたれなどの施療部を覆っている布地に手・肘・腕・足を押し込まない。(事故やけがの原因)
- 安全のためにアースを確実に取り付ける。(アース線は付属していません) 守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

愛情点検 長年ご使用のマッサージチェアの点検を!

マッサージチェアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。



こんな症状は
ありませんか ●電源コードやプラグが異常に熱い。●運転中に異常な音、振動がある。
●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。●本体が変形したり、こげくさい臭いがある。

▶ **ご使用中** 事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売店に
点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱い部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



パナソニック 理美容・健康商品ご相談窓口

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-878-697

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6907-1187 FAX: 0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック理美容・健康商品
ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

このカタログの記載内容は
2024年12月1日現在のものです。

EP-JJHR2411

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。