





それは、あなた専用の プレミアムシート。



リアルプロの特長



腰からおしり・太もものつけ根まわりまで
幅広く、深く、的確で緻密にマッサージ



最小10 mm幅の繊細なモミ玉の動きで
コリをピンポイントにとらえる



AI制御で体型を検知して
的確な圧力でもみほぐす

使用目的又は効果

医療機器認証

あんま・マッサージの代用

●疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

それは、あなた専用のプレミアムシート。

マッサージチェア リアルプロ
REAL PRO

詳しくはこちら



シェルフォームが全身を包み込み、首からおしり全体、腕や足裏までマッサージ。

EP-MA121 医療機器認証

-E(ルクソールベージュ)
-C(アイボリー)
-K(ブラック)
オープン価格*

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

医療機器認証番号 306AKBZX00028000



タッチパネルコントローラー

EP-MA121 主な機能	ヒューマン ハンド モミメカ	ヒューマン ハンド エアバッグ	首からおしり 全体まで モミ玉が届く	包み込む シェルフォーム デザイン	温感 モミ玉	強力足裏 ローラー	タッチパネル コントローラー	多彩なもみ技 188	全身自動コース 18 パターン (6種×3段階)	ストレッチ 8 種
------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	--	--------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------

リアルプロ共通の特長

首から肩、背中、腰、おしり全体までしっかりマッサージ。

肩・首まわりのマッサージ



モミ玉が大きく前にせり出すから、肩の上までしっかり届き、ほぐすことができます。

腰・おしりまわりのマッサージ



太もものつけ根まわりまでモミ玉が届き、おしり全体をしっかりもみほぐします。

EP-MA121の特長

ストレッチコース



8つのストレッチ動作で体の筋肉を心地よくのばします。

脚・足まわりのマッサージ



ふくらはぎマッサージと足裏マッサージの合せ技で、疲れた脚をしっかりほぐします。

上腕、手のひら～前腕のマッサージ



重だるい腕全体のコリをもみほぐしてラクにします。

警告 手・腕・脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

◎布地や張地の材質、光源の種類・明るさにより、色の見え方が異なる場合があります。また、印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

すべてを、
心地よさのために。

マッサージチェアリアルプロ
REAL PRO
Casa Line

詳しくはこちら



ソファのようなたたずまいの中に、パナソニック最高峰のもみ技^{※1}を実現。

EP-MA110 医療機器認証 **NEW**

-CF(アイボリー)
-HF(グレー)
オープン価格※

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

医療機器認証番号 307AKBZX00034000



-CF



-HF



タッチパネルコントローラー

EP-MA110 主な機能	ヒューマン ハンド モミメカ	ヒューマン ハンド エアバッグ	首からおしり 全体まで モミ玉が届く	温感 モミ玉	タッチパネル コントローラー	多彩なもみ技 172	自動コース 18 パターン (6種×3段階)
------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------

コリの部位や疲れに合わせて選べるコース。

おまかせマッサージ ●EP-MA121の画面となります。

6種×3段階
時間設定

部位選択マッサージ

9*種



さすりコース	ゆったりほっとコース
もみ揉ねつコース	腰・おしり重点コース
指圧コース	ストレッチコース (EP-MA121のみ)
	首・肩重点コース (EP-MA110のみ)



*3ユーザーそれぞれ、
部位の組み合わせを
3つ設定登録が可能。

EP-MA110の特長


腰かけたときの心地よさを追求



電動リクライニングチェアとして
くつろぎの時間にも。



フラットな脚のせ台採用で、
好みの姿勢で過ごせます。



柔らかな質感のファブリック。
(はっ水^{※2}・防汚^{※3}加工素材使用)

家具のように調和するデザイン



脚のせ台は足元に
スッキリ収まる。



横幅約68 cmの
スリムデザイン

警告 当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

※1:もみ技術のこと。 ※2:水分を多量に、または勢いよくこぼした場合、水分がしみこむ場合があります。はっ水加工は永久的なものではなく、ご使用により効果が低下します。試験方法はJIS L 1092(スプレー試験)に基づく。


※3:汚れがひどいときには、中性洗剤を薄めたもので水拭きしてください。防汚加工は永久的なものではなく、ご使用により効果が低下します。試験方法は、JIS L 1919:B法(スプレー法)、JIS L 1919:C法(滴下拭き取り法)に基づく。

●矢印は動きのイメージです。 ○写真、イラストは全てイメージです。

腰の疲労には、腰とおしりを もむことが重要です。

腰からおしり・太もものつけ
根まわりまで、幅広く、深く、
的確で繊細に、もみほぐす。

6136のマッサージポイント(各もみ技を始める
位置)から、一人ひとりに合わせてマッサージ
箇所を選び抜き、緻密にもみほぐします。



仙骨を避ける配慮をしながら、梨状筋など
狙いの筋肉をもみほぐす。


詳しくはこちら



●写真は腰やおしりの筋肉の疲労のイメージです。

上下

太ももつけ根まわり
までモミ玉が届く



左右

おしりの外側から
もみ込む



前後

モミ玉がせり出し
深層筋まで力強くほぐす



最小10 mm幅のもみ技まで実現した、 パナソニックだけのヒューマンハンドモミメカ。

リアルプロは、熟練のマッサージ師が多用するもみ技、親指の腹で深くねり回してコリをほぐす「揉ねつほぐしもみ」を追求。左右2対の4つのモミ玉で、プロの親指と同じ約10 mm幅の繊細な動作を可能にしました。

AI制御で体型を検知して 的確な圧力でもみほぐす。

人によって異なる体型を検知し、体の凹凸や湾曲に応じてモミ玉の圧力をAIで制御するマッサージ^{※2}。体の部位を的確にとらえて、適切な圧力で心地よくマッサージします。



温感 モミ玉
温め^{※1}ながら心地よくほぐします。

モミ玉
温感
ヒートディスク

※1: ヒーターにより、背もたれの布地を温めるものです。 ●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。
※2: 部位や動作によっては、もみ圧を制御しない場合もあります。

スリムな本体に、
充実のマッサージを。

マッサージチェア スリムプロ
SLIM PRO

詳しくはこちら



横幅約 68 cm のスリムデザイン。厳選した充実マッサージ。

EP-MA61 医療機器認証

-TC (モカブラウン&アイボリー)
-KH (ブラック&ダークグレー)
オープン価格※

医療機器認証番号 303AKBZX00049000

EP-MA61 主な機能	温感 モミ玉	強力足裏 ローラー	ストレッチ 2 種	フルカラー 液晶操作器	スリム デザイン
-----------------	------------------	--------------	---------------------	----------------	-------------



-TC




-KH



操作器

エアバッグで体をホールドして、
首から足裏まで全身くまなくマッサージ。




足裏・
ふくらはぎ
ユニット




約1kg^{※3}

ローラーの突起部を土踏まずに押し
つけながら、グリグリともみほぐします。




向こう脛をおさえながら裏から
圧迫し、ほぐします。

部屋にすっきり置ける
スリムデザイン。



幅約 68 cm

ゆったり座れて横幅約68 cmのスリムデザインを実現。
マンションにも置きやすいサイズです。



出入口の幅が72 cm^{※4}
以上あればそのまま通過
できます。



座面の幅はリアルプロと同
じ。ゆったりと座れます。

警告 手・腕・脚部に重度の血行障害がある人や、当カタログ裏表紙の安全に関するご注意に該当する場合は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※3:当社従来機種EP-MA39比 約2.7倍(当社調べ) ※4:本体幅約68 cm+4 cm(養生のため)

◎布地や張地の材質、光源の種類・明るさにより、色の見え方が異なる場合があります。また、印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●矢印は動きのイメージです。 ◎写真、イラストは全てイメージです。 4

仕様一覧

リアルプロ EP-MA121

3D独立駆動 (4つ玉)

-E(ルクソールベージュ) -C(アイボリー) -K(ブラック)

リアルプロ カーサライン EP-MA110

3D独立駆動 (4つ玉)

-CF(アイボリー) -HF(グレー)

NEW

搭載機能		
------	--	--

マッサージもみ技タイプ数	188 タイプ	172タイプ
おまかせマッサージコース数	6種×3段階時間設定(18パターン)	6種×3段階時間設定(18パターン)
部位選択マッサージコース数	9種(3ユーザー×3メモリー)	9種(3ユーザー×3メモリー)
ストレッチ数	8種	-
動作時間選択	10分 / 20分 / 30分	10分 / 20分 / 30分
施術部位	首、肩、肩横、上腕、前腕、背中、腰、おしり、 太もも、ふくらはぎ、ひざ裏、足、足裏	首、肩、背中、 腰、おしり、太もも

マッサージ範囲	<p>モミ玉間隔(もみ動作時) 首・肩・背 約5 cm～約21 cm 腰・臀部 約5 cm～約25 cm</p> <p>エアーマッサージ エア圧力 強弱調節3段階</p> <p>施術範囲(上下方向) 最大約93 cm (モミ玉移動距離) 最大約77 cm</p> <p>強弱調節(前後) モミ玉最大突出量*1 約12.5 cm 強弱調節範囲 約10 cm</p>	<p>モミ玉間隔(もみ動作時) 首・肩・背 約5 cm～約21 cm 腰・臀部 約5 cm～約25 cm</p> <p>エアーマッサージ エア圧力 強弱調節3段階</p> <p>施術範囲(上下方向) 最大約93 cm (モミ玉移動距離) 最大約77 cm</p> <p>強弱調節(前後) モミ玉最大突出量*1 約12.5 cm 強弱調節範囲 約10 cm</p>
---------	---	---

マッサージ速さ	もみ…約4回/分～約73回/分 たたき…約190回/分～約520回/分(片側) 移動速さ…約1 cm/秒～約5 cm/秒	もみ…約4回/分～約73回/分 たたき…約190回/分～約520回/分(片側) 移動速さ…約1 cm/秒～約5 cm/秒
脚スライド調節	あり(約18 cm)	-
リクライニング角度	背もたれ…約130度～約170度 脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度～約85度	背もたれ…約120度～約160度 脚のせ台…約0度～約80度
洗える部品	足裏カバー	-
使用電源	交流100 V 50-60 Hz	交流100 V 50-60 Hz
消費電力(待機電力)	115 W(約10 W)	100 W(約10 W)
電熱装置消費電力	23 W	23 W
電気代の目安*2(当社調べ)	約54円/月(温感入り)・約43円/月(温感なし)	約47円/月(温感入り)・約36円/月(温感なし)

本体	本体寸法	<p>奥行 約135 cm 高さ 約122 cm (クッションを外した状態 約117 cm) 接地部分の幅 約65 cm ひじ掛け幅 約85 cm</p> <p>リクライニング時 高さ 約82 cm 最大奥行 約200 cm</p>	質量	約91 kg
本体	本体寸法	<p>奥行 約118 cm 高さ 約122 cm (クッションを外した状態 約117 cm) 接地部分の幅 約65 cm ひじ掛け幅 約68 cm</p> <p>リクライニング時 高さ 約75 cm 奥行 約144 cm (脚のせ台が下がった状態) 奥行 約180 cm (脚のせ台が上がった状態)</p>	質量	約65 kg

梱包時	開梱時寸法	<p>梱包開梱時*3 高さ 約79 cm 幅 約68 cm 奥行 約163 cm</p>	開梱時寸法	<p>梱包開梱時 高さ 約75 cm 幅 約68 cm 奥行 約144 cm</p>
	梱包サイズ	高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約168 cm	梱包サイズ	高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約152 cm
	質量	約108 kg	質量	約80 kg

*1:背中を基準面としたときの、モミ玉までの距離の最大値。最小値は約2.5 cm。(強弱調節範囲は約10 cm) *2:EP-MA121、EP-MA110は1日30分使用した場合。EP-MA61は1日30分(15分×2回)使用した場合。使用時以外、電源スイッチを切にした場合。電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改訂]で計算しています。 *3:ひじ掛けを外した状態での寸法。

スリムプロ EP-MA61



3D駆動
(2つ玉)



-TC(モカブラウン&アイボリー)

-KH(ブラック&ダークグレー)



モミメカ



モミ玉数



「温感」モミ玉



強力足裏ローラー



頸椎マッサージ



腰椎マッサージ



腕マッサージ



ストレッチ動作数



強弱調節



フルカラー液晶操作器

80 タイプ

9 種

2 種

首、肩、肩横、前腕、背中、腰、
太もも、ふくらはぎ、足、足裏

モミ玉間隔(もみ動作時)

首・肩・背・腰部
約4 cm~約15 cm


施術範囲(上下方向)

最大約66 cm
(モミ玉移動距離
最大約60 cm)

エアーマッサージ

エアー圧力
強弱調節3段階

モミ玉
最大突出量
約10 cm



もみ…約4回/分~約25回/分
たたき…約285回/分~約495回/分(片側)
移動速さ…約2 cm/秒~約4.5 cm/秒

あり(約18 cm)

背もたれ…約120度~約170度
脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度~約85度

足裏カバー

交流100 V 50-60 Hz



110 W(約0.3 W)

17 W

約52円/月(温感入り)・約44円/月(温感なし)


奥行 約130 cm

リクライニング時



約73 kg

梱包開梱時



高さ 約82 × 幅 約76 × 奥行 約168 cm

約92 kg




ご購入前に搬入口と設置場所を
ご確認ください。




詳しくは、特設動画サイトをご覧ください。
panasonic.jp/massage/movie/how_to

リアルプロ EP-MA121

ひじ掛けを
外した本体幅
約68 cm



(搬入口)
約72 cm以上※4




リアルプロ カーサライン EP-MA110

本体幅
約68 cm




(搬入口)
約72 cm以上※4




スリムプロ EP-MA61

本体幅
約68 cm




(搬入口)
約72 cm以上※4



本体を移動するときは

●本体を持ち上げて移動する(必ず2人以上で)

●キャスターで移動する



※床面が傷つく恐れがありますので、マットなどを敷くことをお勧めします。

※4: 本体幅は約68 cmですが、搬入時は養生のため4 cmの余裕が必要です。 ※5: 本体寸法とは、リクライニングしたときの最大使用サイズです。使用状況に応じて、必要な周囲のスペースを設けてください。

◎写真、イラストは全てイメージです。

スマホで 設置シミュレーション

スマホやタブレットをかざして、ご希望の場所に
設置できるかをイメージしていただけます。

詳しくはこちら▶



(イメージ図)

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書を
よくお読みのうえ正しくお使いください。

●次の人は使用しない。(1)医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)(2)骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人(3)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人(4)妊娠中や出産直後の人(5)急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊椎間狭窄症、変形性腰椎症の症状がある人(6)背骨に異常のある人、曲がっている人

●次の人は脚マッサージ、腰・おしりマッサージを使用しない。(1)おしり周りに急性炎症のある人、急性腎部痛、梨状筋症候群、坐骨神経痛の症状がある人(2)変形性膝関節症など膝関節の悪い人(3)使用中におしりや脚に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因)

●ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。(事故やけがの原因)

●医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と相談のうえ使用する。(1)悪性しゅよう(腫瘍)のある人(2)心臓に障害のある人(3)温度感覚喪失が認められる人(4)糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人(5)抗凝固治療を受けている人(6)けんしょう(腱鞘)炎のある人(7)治療部位に創傷のある人(8)体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)(9)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき(10)上記以外に身体に特に異常を感じているとき

●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。

●温感モミ玉を使用するときは熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する。(事故・けが・体調不良・しびれの原因)

●脚のせ台・背もたれ・ひじ掛けの上にはのらない。

●子供に使わせない。また本体の上で遊ばせたり、脚のせ台・座面・背もたれ・ひじ掛けの上にはのさせない。

●子供を抱えてマッサージを使用しない。

●使用中に背もたれなどの施療部を覆っている布地に手・肘・腕・足を押し込まない。(事故やけがの原因)

●安全のためにアースを確実に取り付ける。(アース線は付属していません)守らないと故障や漏電のとき感電のおそれがあります。

愛情点検 長年ご使用のマッサージチェアの点検を!

マッサージチェアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。



こんな症状は
ありませんか ●電源コードやプラグが異常に熱い。●運転中に異常な音、振動がある。
●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。●本体が変形したり、こげくさい臭いがある。



ご使用中
中止 事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売店に
点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱い部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



パナソニック 理美容・健康商品ご相談窓口

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-878-697

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6907-1187 FAX: 0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知させていただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック理美容・健康商品
ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日2025年11月1日

EP-JJHR2511

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。