

聞こえのお役立ち情報、満載!
パナソニック補聴器ホームページ

panasonic.jp/hochouki



◎ホームページの内容及びデザインは予告なく
変更する場合があります。

オーダーメイド補聴器

オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、形状の作り替えを無料で行います。(購入後120日以内)
・オーダーメイドイヤチップWH-PF17、PF20の場合、形状の作り替え(無料)は購入後90日以内です。

補聴器をお買い上げになる前に、
次のような経験をお持ちの方は、耳鼻咽喉科医に、
補聴器使用についてご相談ください。

- 1.耳だれ、耳の痛み、めまい、耳鳴りなどの自覚症状がある。
- 2.聴力が急激に変化した。
- 3.過去に耳の手術をしたことがある。
- 4.耳あかが大量に出る、またはそのような体質である。

その他使用上のご注意

①適切な音量でご使用ください。②使用しないときは、電源を切りましょう。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、騒音の多い場所でのご使用、また耳の近くで突然大きな音を出すことはおやめください。補聴器の故障や耳に悪影響を及ぼす場合があります。

愛情点検 定期的に販売店に点検をご依頼ください。



こんな症状はありませんか
●電源プラグが異常に熱い。●煙が出たり、異常なにおいや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。●補聴器・イヤチップに耳あかがつまっていますか。●耳かけ型補聴器のチューブに水滴がたまっていますか。

▶ ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切ったあと、コンセントからACアダプターを抜いて(充電式の場合)、必ず販売店に点検をご相談ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行なう仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。panasonic.com/jp/privacy-policy



パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック補聴器相談センター

月-金曜日(祝日・年末年始、お盆を除く)受付9時-17時30分

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



0120-045-285

携帯電話からもご利用いただけます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証書に関するお問い合わせ

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保管ください。
なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、

左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック補聴器相談センターに
おたずねください。

パナソニック補聴器株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2024年2月1日

HI-131

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。



つながろう、
あたらしい世界と。



人と人とのつなぐ

パナソニックの補聴器


本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置費、工事費、増設工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

まずはご自分の「聞こえ」を知ることから、はじめましょう




どのくらい聞こえているのか、よく分からぬのですが？

→普段の生活を振り返り、チェックしてみましょう。



なぜ聞き取りにくくなるのですか？

→原因は大きく分けて3つあります。




聞き取りにくくなるのは誰にでもあることでしょうか？

→聴力は40歳前後から、弱まると言われています。聞こえの変化は、どなたにでも起こり得ることです。

加齢に伴う聴力変化

横軸の数字は音の高さ(ヘルツ)を表しています。横軸の左から右へ行くほど音が高くなります。縦軸の数字は音の大きさ(デシベル)を表しています。0デシベルは正常な方が聞くことの出来る最小の音で、数値が大きくなるほど大きい音でないと聞こえないことを示します。25デシベル以下が正常の範囲です。

参考文献
「よくわかる難聴」
出版社：金原出版 著者：立木 孝先生
※日本人聴力の加齢変化の研究、立木 孝、他、Audiology Japan 45, 241~250, 2002



納得のいくまで、ご自分に合った補聴器をお選びください

カウンセリングから点検まで、安心してご納得・ご購入いただける—8つのステップ



聞こえにくいと感じる場面などをお尋ねします。より適した補聴器を選ぶため、お困りごとやお悩みを率直にお聞かせください。



どのくらい小さな音まで聞こえるか、言葉の聞き取り具合はどうかなど、聞こえの状態を詳しく測定します。



補聴器を実際に装用してつけ心地、音の大きさ、ピーピー音がないか、ご自身の声の違和感、周囲の雑音の違和感などをご確認いただきます。



聴力レベルをもとに聞こえの状態をご説明します。ご自分の聞こえの状態をきちんと知っていただかなければなりません。



聞こえのレベル、ご希望やご予算に合わせて、さまざまな機種の中からあなたにより適した状態に調整してからご購入いただきます。



同じ機種の補聴器でも、お一人おひとりの調整は異なります。あなたにより適した状態に調整してからご購入いただきます。



日常生活の中で、お気づきになる点があるかもしれません。ご希望に応じて再調整いたしますので、お気軽にご来店ください。



ご購入後は、電池交換、音質調整、掃除などが必要になります。より快適に長くお使いいただけるよう、お手入れいたします。

補聴器のかたち

聞こえのレベルやお好みにあった
補聴器をお選びいただけます。

* RIC (Receiver in Canal): イヤホン(レシーバ)を補聴器本体から独立させて耳に入れるタイプの補聴器。

充電式小型耳かけ型 (RIC^{**})



NEW R5 シリーズ

こんな方におすすめ

- 目立たずオシャレなものがいい
- テレビを楽しみたい
- スマホが聞きやすいものがいい

充電式耳あな型



G4 シリーズ

こんな方におすすめ

- 耳に着けやすいものがいい
- 扱いやすいものがいい
- テレビを楽しみたい

耳かけ型



B1 シリーズ

こんな方におすすめ

- 電池式がいい
- 耳あか詰まりに強いものがいい
- 扱いやすいものがいい

オーダーメイド耳あな型



C1 シリーズ

こんな方におすすめ

- 目立たないものがいい
- 耳の形にピッタリ合わせたい
- 汗をかきやすい方に

充電式ポケット型



J2S

こんな方におすすめ


- 操作しやすいものがいい
- テレビを楽しみたい
- 自宅の電話やドアホンとつなげたい

より自然な聞こえには両耳装用をおすすめします


メガネも片側だけでは上手く機能しないように、補聴器も両耳装用がおすすめ。片耳に比べて、聞こえの機能をより引き出すことができます。

両耳装用の良さをさらに引き立たせる!
ダイコティック補聴処理技術

▷ P.19ご参照



片耳(左耳)装用時の聞こえイメージ



両耳装用時の聞こえイメージ

（） 両耳で聞くから （）

音の臨場感がちがう

音を立体的にとらえることができ、より自然で臨場感豊かな世界が広がります。

騒音下でも会話しやすい

雑踏での会話、銀行や病院で呼ばれる時など、騒がしい場所でもより聞き取りやすくになります。

耳への負担、ストレスを低減

片耳装用に比べて補聴器の音量を上げなくても聞きやすくなり、疲れにくくなります。

車の接近もわかりやすい

音の方向感や距離感がつかみやすいので、車の接近などもわかりやすくなります。

パナソニック充電式補聴器 ラインナップ

充電式 耳かけ型 R5 シリーズ NEW

» P.7~12

より心地よい装着感と やさしさをカタチに

先進性とやさしさを兼ね備えた新しいカタチに、髪色や
肌なじみが良い4色、ファッショナブルで活動的な2色
をラインナップ。身に着けるアイテムとしてより心地良い
ものを目指しました。



充電式補聴器の特長

毎月の電池交換が不要

本体内に充電池を内蔵。小さな電池を交換する面倒がなく、
電池を買い忘れる心配もありません。



充電式 耳あな型 G4 シリーズ

» P.10~11・P.13~14



持ちやすく耳に着けやすい

グリップ部分をつまんでより簡単に装着できます。角がなく温かみが感じられる本体デザインを採用。両耳モデルには気分やファッションに合わせてコーディネートできる、8つのカラーのストラップをお選びいただけます。



充電式 ポケット型 J2S

» P.17~18



テレビ・電話・ドアホンとつながる おうち補聴器

おうちの「聞こえ」をこの1台で、まるごとサポート。Bluetooth®とDECT準拠方式にダブル対応しており、テレビ・電話・ドアホンと“ワイヤレスでつながる”から、音声がよりキレイで聞きやすい。



充電はケースに入るだけ※1

ケースに入れるだけで簡単に充電。夜、寝ている間にできて便利です。

密閉構造で故障しにくい※1

密閉ボディだから中に汗が入りにくく、故障しにくい構造です。

※1 充電式ポケット型 J2Sは除く。

聞こえの進化で もっとつながる


R5 シリーズ



にぎやかな場所でも
話したい人との会話がより聞き取りやすい

ボイスフォーカス NEW (WH-R59のみ搭載)

マイクの集音範囲を絞ることで騒音下でも相手の声を聞き取りやすくする指向性処理。
新開発の「ボイスフォーカス」機能は、従来機種に搭載している指向性処理に比べて後ろや横からの音声をより強く抑えられるので、レストランや雑踏などの騒音下でも相手の声がより聞き取りやすくなります。



集音範囲^{※1}
— ボイスフォーカス
— 従来の指向性処理



後ろや横からの
音声をカットして
正面からの会話音を
際立たせる

テレビやスマホ、タブレットとつながり、
動画や音楽をより良い音で楽しめる

スマホ・タブレット連携^{※1} NEW

スマホやタブレットと補聴器が直接つながるので、動画や音楽をより良い音で楽しめます。

テレビアダプター NEW

進化したテレビアダプターは、より高音質で複数の補聴器と同時に接続可能。テレビと補聴器をつなぎ、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビアダプター
R5シリーズ専用 WH-PM1304J^{※2}




動画や
音楽を
楽しめる



広帯域 NEW

当社従来機種に比べて広範な周波数帯域をカバー。音の表現力を高め、動画や音楽のニュアンスをよりクリアに表現します。



スマホと直接つながるから
よりクリアな音声で電話が楽しめる

スマホ通話^{※1} NEW

スマホと直接つながることで、補聴されたよりクリアな音声で電話を楽しむことができます。

●屋外や周囲音のある場所での通話の際は、スマホのマイクに口元を近づけて通話ください。

電話の声が
よりハッキリ
聞こえる



マスク越しでも
相手の声がより自然で聞きやすい

マスクモード NEW

マスクの影響で損なわれる言葉の明瞭性を捕うモードを搭載。
マスクした相手の声がより聞き取りやすくなります。

マスク越しでも
聞きやすい



※1【集音範囲測定方法】

指向性処理以外の機能はすべて無効とし、各方向からの音圧レベルをボイスフォーカスおよび当社従来のカーディオイド指向性を用いて測定
●当社調べ(WH-R59で測定し、2kHzの成分を図示)
●集音範囲は使用条件によって変わります

※1 iOS14以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touchに対応しています。AndroidについてはLE Audioに準拠したスマホ、タブレットに対応。
補聴器のアップデートにより今後連携が可能となります。※2 WH-R59、R57、R55に同梱。

パナソニック充電式補聴器 主な特長

毎日使うからより快適に、
使いやすいものを

R5 シリーズ



たっぷり使える電池持続時間

電池残量はアプリと音声ガイドでお知らせ

電池長持ち NEW

一回の充電^{※1}で、より長時間の使用が可能に。
朝から夜まで安心してお使いいただけます。



R4 NEW R5

補聴動作 約24時間 → 約36時間^{※2}

テレビ視聴 約8時間 → 約12時間^{※2}

●動作時間は、使用条件または補聴器の設定によって変わります。



NEW

スマートフォンアプリで電池残量が
ひと目で分かるから安心です。



充電が少なくなっています

充電してください



補聴器を装着する時に装着中の
補聴器本体から電池残量に応じ
て音声ガイドでお知らせ。

ケースに入れるだけで、かんたん充電
キャリングケースとしても使える

充電ケース

コンパクトでありながらも手に馴染む上質なデザインの
充電ケース。非接触式の置くだけ充電なので、出し入れが
かんたんです。

NEW

USB充電対応
(Type-A - Type-C)



電池交換が
不要



NEW

色弱の方でも視認性の良い
2色のLEDで充電状態を表示

充電完了
充電中

※1 R5シリーズ充電時間:約4時間。

※2 R5シリーズ:イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。

R5 / G4 / R4 シリーズ 共通の特長

リモコン&スマホでかんたん操作・調節

直感的に使える

スティックタイプのリモコン

リモコン

音量調節は使いやすい「回す」タイプ。LED
の光で音量もひと目で分かり、テレビ視聴
への切替えも簡単にできます。



⇒P.19~20【無線機器使用上の注意事項】を参照。

スマートフォンアプリで音量調整、
紛失した補聴器の探索もできる

スマートリモコン(スマートフォンアプリ)

当社特定の補聴器とBluetooth®接続・通信し、音量調節や紛失した補聴器
の探索などができる便利なアプリケーションです。



音量調整・モード選択



補聴器を探す

ご自宅など近いところを探す

離れたところを探す

汗、水、湿気、ホコリに強く故障しにくい

IP*防水・防塵の国際保護等級

補聴器は、直接肌に触れた状態で毎日長時間お使いいただく
ため、汗や湿気が原因で故障することがあります。補聴器をより
良い状態でお使いいただけるよう、従来より汗・水やホコリに強
い製品の実現に取り組んでいます。

防水・防塵
国際保護等級
IP68

R5 シリーズ
R4 シリーズ

防水・防塵
国際保護等級
IP57

G4 シリーズ


*IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。

完全防水ではありません。

補聴器を水や液体に浸したり洗ったりしないでください。補聴器内部に水が入ることがある
ため、ぬれた時には良く乾燥させてから使用してください。

耳あか詰まりに
より強いイヤチップ

耳あかをブロック
する蓋構造



黒いイヤチップで
耳あかがよく見える



充電式
補聴器
ラインナップ・主な特長



R5
充電式
G4
R4
B1
C1
充電式
J2
S
充電式
A2
A1
アナログ
ボケット型
主な機能
ご愛用いただきために

ラインナップ
別売品
ラインナップ

充電式
補聴器

充電式
耳あな型 G4 シリーズ

持ちやすく
耳に着けやすい

角がなく親しみやすい、
やさしいかたち



ホワイト (-W) ダークグレー (-H) ベージュ (-C)

付属ストラップ (両耳モデル用)

○ ホワイト ● ダークグレー ● グレー

● 同梱のリモコン、キャリングケース、充電ケースの色はホワイトです。

持ちやすく、耳に入れやすいかたち

グリップ部分をつまむだけで上下方向と耳への挿入方向がわかりより簡単に装着できます。



G4 / R4 シリーズ 共通の特長

インテリアのように日常に溶け込み
かんたんに使える充電ケース



G4 シリーズ用

充電時間 約3時間

動作時間 携帯として 約24時間
テレビ視聴※1 約 8時間

R4 シリーズ ハイパワー(HP)の場合
携帯として 約20時間
テレビ視聴※1 約 4時間

※1 別売品のテレビアダプター(WH-0M1303J)を使用した場合

G4 シリーズ

LED表示		充電中
LED表示		充電完了

R4 シリーズ
(充電ケースに入れるだけで充電状態がわかります。)



R4 シリーズ用

LED表示	● ● ● ● ● ●	1/3充電完了
LED表示	● ● ● ● ● ●	2/3充電完了
LED表示	● ● ● ● ● ●	3/3充電完了

動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。

GOOD DESIGN AWARD 2017
受賞



充電はケースに
入れるだけ

適応難聴度

軽 中 高 重

~80 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP57

2年間
保証

スマートリモコン対応

8色の“着替え”も愉しめる
スポーティなストラップ

[別売品]

希望小売価格 2,178円／各色(税込)



充電式
耳かけ型 R4 シリーズ

耳の後ろに隠れて
目立ちにくく

ファッションやライフスタイルに
合わせて選べる



ホワイト (-W)

ブラウン (-T)

ダークグレー (-H)

GOOD DESIGN AWARD 2017
グッドデザイン 金賞

IAUD 2017 金賞



ベージュ (-C)

ピンクベージュ (-P)

充電はケースに
入れるだけ



適応難聴度

スリム (S) タイプ
軽 中 高 重

~70 dB HL

ミドル (M) タイプ
軽 中 高 重

~85 dB HL

ハイパワー (HP)
軽 中 高 重

70~105 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP68

2年間
保証

スマートリモコン対応

G4 / R4 シリーズ
ラインナップ

風が強いアウトドアなど
様々な場面にも自動適応できる
プレステージ

たまのお出かけなどアクティブな
スタイルにも合わせやすい
ハイスペック

ご家庭内を中心に
日常生活をカバーする
スタンダード

チャンネル数

16ch

12ch

9ch

メモリ数

5

5

4

ハウリング抑制

◎

◎

◎

突発音抑制

◎

◎

○

風雑音抑制

◎

○

△

環境騒音抑制

◎

○

△

おまかせシーンセレクト

◎

○

—

テレビ／音楽モード

◎ テレビ／音楽モード

◎ テレビ／音楽モード

○ テレビモード

充電池交換チケット※1

○

○

—

耳あな型

WH-G47

WH-G45

WH-G43

G4 シリーズ

869,000円(W-*)※3

649,000円(W-*)※3

437,800円(W-*)※3

希望小売価格※2

484,000円(L-/R-*)※3

363,000円(L-/R-*)※3

247,500円(L-/R-*)※3

耳かけ型

WH-R47

WH-R45

WH-R43

R4 シリーズ

869,000円(-*ZW)※3

649,000円(-*ZW)※3

437,800円(-*ZW)※3

希望小売価格※2

484,000円(-*Z)※3

363,000円(-*Z)※3

247,500円(-*Z)※3

※1 充電池交換+クリーニングサービス(片耳16,500円、両耳33,000円(税込)) WH-G47、G45、R47、R45には、1回分の無料チケットが付属しています。※2 [両耳]、[片耳]は補聴器・リモコン・充電ケース・キャリングケースのセット価格です。R4シリーズ ハイパワー(HP)にはオーダーメイドイヤチップWH-PF17が装着されます。(片耳 11,000円、両耳 22,000円(非課税)) ※3 品番の*には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2024年2月現在のものです。

電池式
耳かけ型 B1 シリーズ

扱いやすく操作も
ラクラク



髪色や肌の色に合わせて選べる目立たない3色



ローズグレー(-H)



ブラウン(-T)



ブラック(-K)



充電式 ポケット型 J2S

誰にでも
使いやすいデザイン

おうちの「聞こえ」をこの1台で、
まるごとサポート



おうち補聴器
つながるポケット
WH-J25D-S
希望小売価格
両耳 140,800円

こんな方におすすめ

テレビをもっと楽しみたい方に

一回の充電で約12時間視聴、テレビの楽しみを充実サポート。

適応難聴度

軽	中	高	重
---	---	---	---

~85 dB HL

チャンネル数
8ch 両耳

J-DECT

1年間保証

電話やドアホンが聞き取りやすい
ものがいい方に

ワイヤレスでつながるから音声がよりキレイ、補聴器で直接対応ができる便利。

使いやすいものがいい方に

音量の調整が操作しやすいダイヤルボリューム、スタンダード式で充電も簡単。

Bluetooth®&DECT準拠方式にダブル対応※1


電話の声が
聞き取りやすい



内線を使って
家族と話せる



おうちのテレビと
ワイヤレスでつなげる!※1



来客が
わかりやすい



テレビの音が
キレイに楽しめる



接続可能なDECT対応製品一覧はこれら



※1 P.19～20の【無線機器使用上の注意事項】を参照。

※ J-DECTロゴは、DECT Forumの商標で、ARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一口座に搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。


●上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2024年2月現在のものです。



使いやすさ・聞き取りやすさにこだわった充実の機能

音声ナビ & シンプル操作

3つのボタンで
簡単操作



ダイヤルで
音量調節も
わかりやすい



気軽に使えるスタンド充電方式

面倒な電池の出し入れがなく簡単。
充電式なので経済的。

動作時間 携帯として：約18時間
テレビ視聴：約12時間
充電時間 約4時間

・動作時間は、使用条件または補聴器の設定によって変わります。



動作時間
20%アップ!
(当社従来比)
一連続補聴動作：約18時間

左右を独立して補聴する 「ツインエンジン」


右耳用・左耳用それぞれに独立した2つのICチップを使用することでより高度な補聴処理を実現します。

ピーピー音抑制
(ハウリング抑制)
不快なピーピー音を自動で抑えます。

衝撃音抑制
突発的な衝撃音を抑えます。

環境騒音抑制
周囲の環境に応じて自動的に騒音を抑えます。

風切り音抑制
耳障りな風切り音を自動で抑えます。



アナログ ポケット型 A2

操作が分かりやすく
手軽に使える

アナログでハイパワー



見やすい音量ダイヤル・
大きなスイッチで使いやすい

単3形ニッケル水素充電式
電池(HR6)も使って経済的※1、※2

低域も力強く表現するハイパワーで
重度難聴までカバーする高出力
(WH-A27)

マイクなどへの異物混入を防ぐ
下向きストラップ

WH-A27 在庫僅少

希望小売価格
片耳 85,800円(電池付)
総合支援法 推奨器種

適応難聴度

軽	中	高	重
---	---	---	---

70～110 dB HL

WH-A25 在庫僅少

希望小売価格
片耳 63,800円(電池付)
総合支援法 推奨器種

適応難聴度

軽	中	高	重
---	---	---	---

50～90 dB HL

主な機能
P.20参照



より良い聞こえを支える パナソニックの技術

はっきりしない単語も聞き取りやすい

両耳の良さをさらに引き立たせる「聞き取りサポート」機能搭載

通常の両耳補聴の聞こえ



「聞き取りサポート」機能の聞こえ (ダイコティック補聴処理技術)



ダイコティック補聴処理技術

パナソニックは、左右の耳で母音と子音を分担して聞くことで、言葉の聞き分けを助ける機能を開発しました。

●効果には個人差があります。●片耳装用の場合には使用できません。


「音は聞こえるが、言葉がはっきりしない」という方におすすめします。



R5 シリーズ	WH-R59, R57, R55, R53
G4 シリーズ	WH-G47, G45, G43
R4 シリーズ	WH-R47, R45, R43
B1 シリーズ	WH-B17C, B15C, B14B, B13C/A, B12A

C1 シリーズ	WH-M17A, M15A, M13A, C17A, C15A, C13A, F17A, F15A, F13A
J2S	WH-J25D-S

無線機器使用上の 注意事項



■WH-J25D-S、G4シリーズ、R4シリーズ、R5シリーズ、リモコン(WH-PM18、WH-PM19、WH-PM20-T)、つながるリモコン(WH-0M1101J)、テレビアダプター(WH-0M1302J、WH-0M1303J、WH-PM1304J)、補聴器用AV送信機(WH-0M1301J)の通信について

◆この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045-285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

◆これらの機器は電波を使用しているため、ベースメーカー近傍(15 cm以内)で使用しないでください。

デジタルの機能説明



ピーピー音抑制(ハウリング抑制)
不快なピーピー音を自動で抑えます。



環境騒音抑制
周囲の環境に応じて自動的に騒音を抑えます。



衝撃音抑制(AGC)^{※1}
突発的な衝撃音を抑えます。



前方強調
周囲の騒音を抑制し前方の音声を強調します。



風切り音抑制(IWS)^{※2}
耳障りな風切り音を自動で抑えます。



おまかせシーンセレクト
使用環境に合わせて
補聴器が音質設定を自動調節します。



電池切れお知らせアラーム音
電池の消耗を音でお知らせします。



メモリ切換えスイッチ
好みに合わせて設定を切換えることができます。



メモリ切換え両耳連携
補聴器本体の操作でメモリを切換えると
もう片方の補聴器のメモリも自動で切換えます。



誘導コイル
磁気誘導コイル対応の電話やヒアリングループ
からの音声を聞くことができます。

※1 Automatic Gain Control の略。※2 Intelligent Wind noise Suppressor の略。

アナログの機能説明



音質調整(N-L)
高い音が気になる場合に、
高音域の音を抑えます。



MTB回路
誘導コイルの音声と周囲で話す声との
音のバランスを調整できます。



音質調整(N-H)
低い音が気になる場合に、
低音域の音を抑えます。



AIB回路
テレビケーブルなどからの音と、補聴器
からの音のバランスを調整できます。



音量調整(GAIN)
聴力に合わせて、
適切な音量に調整します。



AGC回路
衝撃音をやわらげ、
聞きやすい音量を保ちます。



MT機能
誘導コイルの音と同時に
周囲の音声も聞けます。

選べるスイッチ



ボリュームスイッチ
音量調節+電源の
入・切をおこないます。



スライドOn/Offスイッチ
電池のフタのスライドで電源の
入・切をおこないます。



On/Offスイッチ
レバー式で電源の
入・切をおこないます。

無償修理保証

2年間
保証
通常のご使用での自然故障に限り2年間無償で
修理いたします。

1年間
保証
通常のご使用での自然故障に限り1年間無償で
修理いたします。

■WH-J25D-Sの通信について

◆Bluetooth® 対応機器と接続することで、ワイヤレス通信機能によりテレビや携帯電話などの音声を補聴でより明瞭に聞くことができます。ただし、すべてのBluetooth® 機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。 ■Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

■WH-J25D-Sと、電話・ファクス・ドアホンとの通信で使用する電波について

◆この機器には、1.9GHz帯(1,895.616～1,902.528 MHz)を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク[1.9]が表示されています。

◆DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧洲電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。

◆この機器の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045-285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

◆1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

大切な補聴器をずっと快適に ご愛用いただくために

補聴器に早く慣れるには、ちょっとしたコツがあります

毎日疲れない程度(30分～1時間)で1ヶ月は使い続け、慣れてきたら使う時間を増やしましょう。

補聴器に
慣れるための
4ステップ


- 1** 静かな場所で
自分の声を、
自分で聞いてみてください。



- 2** ご家族やお友だちと
静かな場所で
会話してみてください。



- 3** テレビのニュースを
まわりの人たちと同じ音量で
聞いてみてください。



- 4** 静かな場所で
4～5人の人と
話をしてみてください。



ご家族の協力も大切です

ご本人が補聴器を使いこなせるようになるまで、あたたかな応援と協力をお願いします。それがうれしい励みになります。



相手に注意を促し 顔を見て話しましょう。

意思を伝えるのに、
顔の表情や動作は
大切な役割を果たします。



ゆっくり、はっきり 話しましょう。

聞き取りやすいように、
丁寧な話し方で接します。




普通の大きさの声で 話しましょう。

補聴器が音を大きくするため、
大声はむしろ
聞き取りにくくなります。



言い回しをいろいろ変えて 話しましょう。

聞き取りにくいときは
同じ言葉を繰り返すより、
言い方を変える方が効果的です。




ご購入後に必要なこと

補聴器のお掃除は
こまめに。



充電池の充電と
電池の交換時期を
お忘れなく。



気になるときは
音質の調整をご依頼ください。



別売品

補聴器をより快適に、使い続けていただくために

R5 シリーズ用




イヤホンユニット (M) ミドル
左M0WH-PF18L0J 右M0WH-PF18R0J
左M1WH-PF18L1J 右M1WH-PF18R1J
左M2WH-PF18L2J 右M2WH-PF18R2J
左M3WH-PF18L3J 右M3WH-PF18R3J
希望小売価格 22,000円




イヤチップ (クローズ)
M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J
希望小売価格 1,694円



イヤチップ (クローズ)
S WH-PB1104J
希望小売価格 605円



イヤチップ (ダブルドーム)
M WH-PB1107J
L WH-PB1108J
希望小売価格 605円



イヤホンユニット用
耳あかガード 3個入り
WH-PL1108J
希望小売価格 726円



リモコン※1※2
WH-PM20-T
希望小売価格 25,300円



ブラン
WH-PZ1703J
希望小売価格 1,452円


R4 シリーズ用



イヤホンユニット (S) スリム
左S0WH-PF14L0J 右S0WH-PF14R0J
左S1WH-PF14L1J 右S1WH-PF14R1J
左S2WH-PF14L2J 右S2WH-PF14R2J
左S3WH-PF14L3J 右S3WH-PF14R3J
希望小売価格 14,520円




イヤホンユニット (M) ミドル
左M0WH-PF15L0J 右M0WH-PF15R0J
左M1WH-PF15L1J 右M1WH-PF15R1J
左M2WH-PF15L2J 右M2WH-PF15R2J
左M3WH-PF15L3J 右M3WH-PF15R3J
希望小売価格 14,520円



イヤチップ (クローズ)
M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J
希望小売価格 1,694円



イヤチップ (クローズ)
S WH-PB1104J
希望小売価格 605円



イヤチップ (ダブルドーム)
M WH-PB1107J
L WH-PB1108J
希望小売価格 605円



イヤホンユニット用
耳あかガード 3個入り
WH-PL1108J
希望小売価格 726円



リモコン※1※2
WH-PM19
希望小売価格 24,200円
(電池別売)



キャリングケース
WH-PG1316J
希望小売価格 3,630円

G4/G3 シリーズ用



イヤホンユニット (S) スリム
M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J
希望小売価格 1,694円



イヤホンユニット (M) ミドル
M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J
希望小売価格 1,694円



充電ケース
(クリーニングクロス付)
WH-PK1103J-W(ホワイト)
WH-PK1103J-H(ダークグレー)※3
希望小売価格 9,680円



USB-DCケーブル
WH-PK1403J
希望小売価格 1,573円



ACアダプター
WH-PK1203J
希望小売価格 3,146円




ブラン
WH-PZ1703J
希望小売価格 1,452円

イヤチップ一覧

	耳あな型		RIC型		耳かけ型		ポケット型		耳かけ / ポケット型
	G4/G3 シリーズ用	こみみ用(レディメイド)	R5/R4 シリーズ用	R5/R4/R1 シリーズ用	B1 シリーズ用	B1 シリーズ スリム用	WH-J25D/J25D-S/105JJ 用	103JJ 用	アナログ機種用
ダブルドーム	M	—	—	WH-PB1107J 11 mm	—	WH-PB1136J 11 mm	WH-PB1107J 11 mm	—	—
	L	—	—	WH-PB1108J 13 mm	—	WH-PB1137J 13 mm	WH-PB1108J 13 mm	—	—
クローズ	S	—	WH-PB1127J 9.6 mm WH-PB1141J 9 mm WH-PB1142J 11 mm WH-PB1143J 13 mm	WH-PB1104J 7 mm	WH-PB1123J 8 mm WH-PB1141J 9 mm WH-PB1142J 11 mm WH-PB1143J 13 mm	WH-PB1133J 7 mm	WH-PB1104J 7 mm WH-PB1124J 9.2 mm WH-PB1125J 11 mm WH-PB1126J 12.6 mm	WH-PB1104J 7 mm	WH-PB1123J 8 mm WH-PB1124J 9.2 mm WH-PB1125J 11 mm WH-PB1126J 12.6 mm
	M	WH-PB1141J 9 mm		WH-PB1105J 9 mm		WH-PB1134J 9 mm		WH-PB1105J 9 mm	
	L	WH-PB1142J 11 mm		WH-PB1142J 11 mm		WH-PB1125J 11 mm		WH-PB1106J 11 mm	
	LL	WH-PB1143J 13 mm		WH-PB1106J 13 mm		—		—	
オープン	S	—	WH-PB1144J 8 mm WH-PB1145J 10 mm WH-PB1146J 12 mm	WH-PB1101J 6 mm	WH-PB1119J 8 mm WH-PB1102J 8 mm WH-PB1145J 10 mm WH-PB1146J 12 mm	WH-PB1110J 6 mm	WH-PB1101J 6 mm WH-PB1120J 9.2 mm WH-PB1121J 11 mm WH-PB1122J 12.6 mm	WH-PB1101J 6 mm	WH-PB1123J 8 mm WH-PB1124J 9.2 mm WH-PB1125J 11 mm WH-PB1126J 12.6 mm
	M	WH-PB1144J 8 mm		WH-PB1144J 8 mm		WH-PB1111J 8 mm		WH-PB1102J 8 mm	
	L	WH-PB1145J 10 mm		WH-PB1145J 10 mm		WH-PB1121J 11 mm		WH-PB1103J 10 mm	
	LL	WH-PB1146J 12 mm		WH-PB1146J 12 mm		WH-PB1122J 12.6 mm		—	

イヤチップを合わせてご確認ください。

右図のタイプは側面を
合わせてご確認ください。



原寸大 サイズ
(mm)

本体価格 (片耳本体のみ)※4

R5シリーズ (いずれも非課税)

WH-R59 (※*)	希望小売価格 600,000円
WH-R57 (※*)	希望小売価格 448,000円
WH-R55 (※*)	希望小売価格 348,000円
WH-R53 (※*)	希望小売価格 278,000円

R4シリーズ (いずれも非課税)

WH-R47 (-ZX)	希望小売価格 462,000円
WH-R45 (-ZX)	希望小売価格 341,000円
WH-R43 (-ZX)	希望小売価格 225,500円

G4シリーズ (いずれも非課税)

WH-G47 (LX-/RX-)	希望小売価格 462,000円
WH-G45 (LX-/RX-)	希望小売価格 341,000円
WH-G43 (LX-/RX-)	希望小売価格 225,500円

※4 本体は、片耳から両耳装用への買い増しや片耳を紛失した場合にご購入いただける片耳本体のみの機種のため、この機種にはリモコン・充電ケーブル・キャリングケース等の同梱品は付属していません。

●品番の※には本体色が入ります。
R5シリーズ…P.12、R4/G4シリーズ…P.14参照。

R4/G4 シリーズ共通




テレビアダプター※2
(オーディオコード、
USB-DCケーブル、
ACアダプター付)
WH-0M1303J
希望小売価格 21,780円



オーディオコード
(ステレオミニプラグ)
WH-PP1111J
希望小売価格 1,210円



ストラップ用アダプター
4個入り
WH-OC1300J-W(ホワイト)
WH-OC1300J-C(ベージュ)
WH-OC1300J-H(ダークグレー)
希望小売価格 1,694円



オーディオコード
(ステレオミニプラグ)
WH-PP1121J
希望小売価格 1,210円

充電式
補聴器
ライナップ
主な特長

充電式
R5
R4
R4
G4

別売品

補聴器をより快適に、使い続けていただくために

R1 シリーズ用



	イヤホンユニット(スタンダード) 左L0 WH-PF11L0J 右R0 WH-PF11R0J 左L1 WH-PF11L1J 右R1 WH-PF11R1J 左L2 WH-PF11L2J 右R2 WH-PF11R2J 左L3 WH-PF11L3J 右R3 WH-PF11R3J 希望小売価格 12,100円
	イヤホンユニット(パワータイプ) 左L0 WH-PF12L0J 右R0 WH-PF12R0J 左L1 WH-PF12L1J 右R1 WH-PF12R1J 左L2 WH-PF12L2J 右R2 WH-PF12R2J 左L3 WH-PF12L3J 右R3 WH-PF12R3J 希望小売価格 15,730円

	イヤチップ(オープン) 1個入り S WH-PB1101J M WH-PB1102J L WH-PB1103J 希望小売価格 605円
	イヤチップ(クローズ) 1個入り S WH-PB1104J M WH-PB1105J L WH-PB1106J 希望小売価格 605円

	イヤチップ(ダブルドーム) 1個入り L WH-PB1107J M WH-PB1108J 希望小売価格 605円
--	---

	イヤホンユニット用 イヤチップサポーター WH-PL1101J 希望小売価格 242円
	イヤホンユニット用 耳あかガード 3個入り WH-PL1108J 希望小売価格 726円
	イヤホンユニット用 耳あかガード 交換ツール 1個入り WH-PL1103J 希望小売価格 484円

	イヤホンユニット用 イヤチップ ローズグレー WH-PQ1101J ダークグレー WH-PQ1102J ローズグレー WH-PQ1103J シルバー WH-PQ1104J シャンパンゴールド WH-PQ1105J ピンク WH-PQ1106J パープル WH-PQ1107J ブルー WH-PQ1108J グリーン 希望小売価格 1,815円
--	--

	イヤホンユニット用 イヤチップ WH-PQ1101J ダークグレー WH-PQ1102J ローズグレー WH-PQ1103J シルバー WH-PQ1104J シャンパンゴールド WH-PQ1105J ピンク WH-PQ1106J パープル WH-PQ1107J ブルー WH-PQ1108J グリーン 希望小売価格 2,420円
--	--

	電池保管・交換ツール 「くるボン」 R17C,R15C,R13C R17D,R15D,R13D用 WH-PZ1101J 希望小売価格 2,420円
	キャリングケース (シルバー) WH-PG1301J 希望小売価格 2,420円
	ブラシ WH-PZ1703J 希望小売価格 1,452円
	乾燥ケース用シリカゲル (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PZ1801J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用スponジ (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PG1405J 希望小売価格 242円

B1 シリーズ用



	耳かけハンガー WH-PD1112J 希望小売価格 968円
	チューブ 70cm:1本入り WH-PE1100J 希望小売価格 242円

	イヤチップ(クローズ) 3個入り WH-PB1123J 中(S) WH-PB1124J 中(M) WH-PB1125J 特大(LL) WH-PB1126J 希望小売価格 484円
	イヤチップ(オープン) 3個入り WH-PB1119J 中(S) WH-PB1120J 中(M) WH-PB1121J 特大(LL) WH-PB1122J 希望小売価格 726円
	イヤチップホルダー WH-PC1100J 希望小売価格 363円

	カラーリング WH-PZ1200J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース (乾燥剤・スponジ付) WH-PG1205J 希望小売価格 2,420円
	乾燥ケース用スponジ WH-PG1405J 希望小売価格 242円

	乾燥剤 1個入り WH-PZ1805J 希望小売価格 242円
	キャリングケース (シルバー) WH-PG1301J 希望小売価格 2,420円
	乾燥ケース用シリカゲル (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PZ1801J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用スponジ (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PG1402J 希望小売価格 242円
	ブラシ WH-PZ1703J 希望小売価格 1,452円

C1 シリーズ用



	乾燥ケース (乾燥剤・スponジ付) WH-PG1205J 希望小売価格 2,420円
	乾燥ケース用スponジ WH-PG1405J 希望小売価格 242円
	乾燥剤 1個入り WH-PZ1805J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用スponジ (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PG1403J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用シリカゲル (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PZ1801J 希望小売価格 242円

	こみみ用 (レディメイド) WH-PH1305J 希望小売価格 1,210円
	耳あかガード (差込式) 9個入り WH-PH1305J 希望小売価格 1,210円
	耳あかガード 交換ツール WH-PH1350J 希望小売価格 605円
	耳あかガード (CICミニ用) 10個入り WH-PH1301J 青(左)WH-PH1302J 希望小売価格 847円
	耳あかガード (ITCカナル・ITEコンチャ用) 9個入り 赤(右)WH-PH1303J 青(左)WH-PH1304J 希望小売価格 1,210円

	乾燥ケース (乾燥剤・スponジ付) WH-PG1205J 希望小売価格 2,420円
	乾燥ケース用スponジ WH-PG1405J 希望小売価格 242円
	乾燥剤 1個入り WH-PZ1805J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用スponジ (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PG1403J 希望小売価格 242円
	乾燥ケース用シリカゲル (旧タイプ) (乾燥剤) 1個入り WH-PZ1801J 希望小売価格 242円

充電式
補聴器
ラインナップ・主な特長

充電式
R5
R4

充電式
B1
C1

充電式
A2
S2

主な機能
アナログ
デジタル
A2
S2

別売品
主な機能
アナログ
デジタル
A2
S2

ラインナップ

あなたにより適した補聴器が、きっとみつかります

充電式補聴器
ラインナップ・主な特長

タイプ	シリーズ	品番	希望小売価格(両耳)	使いやすさ		スペック								主な同梱物	販売名	一般的名称	医療機器認証番号						
				充電式	防水・防塵/撥水	チャンネル数	シーンセレクト数	メモリ数/モード数	適応難聴度	使用電池	電池寿命(時間)	最大音響利得(dB)[HFA-FOG]	90dB入力最大出力音圧レベル(dB SPL)[ピーク値]	誘導コイル入力の最大感度(dB)[HFA MASL]									
耳かけ式充電型	R5シリーズ 	WH-R59	¥1,200,000	○	防水・防塵IP68	24	おまかせシーン5	6	(M)軽度～高度 (HP)高度～重度	コイン型リチウム二次電池	連続補聴動作約36 連続テレビ視聴約12	(M)50 (HP)61	(M)120 (HP)130	-	・リモコン・充電ケース・ブラシ・USBケーブル ・ACアダプター・イヤホンユニット・イヤチップ※1 ・イヤチップサポートー※1・テレビアダプター(WH-R53を除く)	R5シリーズ	耳かけ型補聴器	305AKBZX00040000					
		WH-R57	¥898,000			20	おまかせシーン5	5															
		WH-R55	¥698,000			16	おまかせシーン4	4															
		WH-R53	¥498,000			12	-	3															
耳あな型充電式	G4シリーズ 	WH-G47	¥869,000	○	防水・防塵IP57	16	おまかせシーン5	5	軽度～高度	コイン型リチウム二次電池	連続補聴動作約24 連続テレビ視聴約8	42	111	-	・リモコン・充電ケース・キャリングケース・ソフトケース ・キャップ・ネックストラップ(両耳モデル用) ・イヤチップ・ブラシ・クリーニングクロス ・単4形アルカリ乾電池(リモコン用)・USB-DCケーブル ・ACアダプター	G4シリーズ	耳あな型補聴器	230AIBZX00021Z00					
		WH-G45	¥649,000			12	おまかせシーン4																
		WH-G43	¥437,800			9	-																
耳かけ式充電型	R4シリーズ 	WH-R47	¥869,000	○	防水・防塵IP68	16	おまかせシーン5	5	(S)軽度～中等度 (M)軽度～高度 (HP)高度～重度	コイン型リチウム二次電池	連続補聴動作(S)(M)約24 (HP)約20 連続テレビ視聴(S)(M)約8 (HP)約4	(S)37 (M)50 (HP)61	(S)111 (M)120 (HP)130	-	・リモコン・充電ケース・キャリングケース・ブラシ ・単4形アルカリ乾電池(リモコン用)・USB-DCケーブル ・ACアダプター・イヤホンユニット ・イヤチップ※1・イヤチップサポートー※1	R4シリーズ	耳かけ型補聴器	229AIBZX00029Z00					
		WH-R45	¥649,000			12	おまかせシーン4																
		WH-R43	¥437,800			9	-																
デジタル	B1シリーズ 	WH-B17C	¥853,600	-	防水・防塵IP57	16	おまかせシーン6	4	中等度～高度	PR48	約235	62	129	88	・乾燥ケース(乾燥剤入り) ・イヤチップ ・キャリングケース ・イヤチップホルダー ・カラーリング(赤・青) ・チューブ ・ブラシ	おんわB1	耳かけ型補聴器	225AIBZX00069Z00					
		WH-B15C	¥616,000			12																	
		WH-B13C	¥396,000			9	-	3	高度～重度		約230	69	137	95									
		WH-B14B	¥484,000			WH-B13A						約300	62	129	88								
		WH-B12A	¥215,600			6																	
ポケット式充電型	J2S 	WH-J25D-S	¥140,800	○	-	8	両耳	-	軽度～高度	リチウムイオン電池	連続補聴動作約18 連続テレビ視聴約12	57	125	-	・マイク付イヤホン・リチウムイオン電池・電源コード ・ACアダプター・充電台・フィルター・ストラップ ・イヤチップ・イヤチップアダプター	ポケットJ2S	ポケット型補聴器	302AKBZX00073000					
耳あな型	C1シリーズ 	WH-M17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせシーン6	-	軽度～中等度	PR536	約135	42	114	-	・乾燥ケース(乾燥剤入り) ・キャリングケース(ブラシ入り) ・巾着袋 ●乾燥ケースは、1個で両耳の補聴器(1セット)を収納できる仕様となっております。 両耳でご購入の場合は、乾燥ケース1個が付属します。	おんわC1	耳あな型補聴器	225AIBZX00072Z00					
		WH-M15A	¥572,000			12																	
		WH-M13A	¥396,000			9																	
	ITC(カナル) 	WH-C17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせシーン6	4	軽度～高度	PR41/PR48	約230/約390	49	114	-									
		WH-C15A	¥572,000			12																	
		WH-C13A	¥396,000			9																	
	ITE(コンチャ) 	WH-F17A	¥814,000	-	撥水	16	おまかせシーン6	4	中等度～高度	PR48	約325	55	123	-									
		WH-F15A	¥572,000			12																	
		WH-F13A	¥418,000			9																	
アナログ	ポケット型 総合支援法推奨器種 	WH-A27	¥85,800(片耳)	-	-	-	-	-	高度～重度	単3形マンガン乾電池(R6P)/単3形アルカリ乾電池(LR6)/単3形ニッケル水素充電式電池(HR6)	約110/約220/約180	73 71	144 142	104 103	-	・イヤチップ・イヤチップアダプター・イヤホン ・イヤホンコード・耳だれ防止フィルター・クリップ ・ストラップ・化粧ケース・単3形マンガン乾電池	ポケットA2	ポケット型補聴器	227AIBZX00023Z00				
		WH-A25	¥63,800(片耳)																				